

**Hersteller/Lieferant
 Fabbricante/fornitore
 Manufacturer/Supplier
 Fabricant/fournisseur**

Bionah srl
 Zona produttiva Molini 8
 I – 39032 Campo Tures

**Produkt
 Prodotto
 Product
 Produit**

BionPV PM

**Produkttyp
 Tipo di prodotto
 Product type
 Type de Produit**

Rohling aus PMMA zur Herstellung von provisorischem Zahnersatz
 Manufatti, in PMMA, per protesi dentarie provvisorie
 PMMA blank for manufacturing of provisional prosthetics
 matériau plastique sur la base de PMMA pour la fabrication de prothèses provisoires

**Produktform
 Forma del prodotto
 Product form
 Forme du Produit**

Scheiben (mit und ohne Halter)
 Dischi di diversa forma e dimensione
 Discs (partial with holder)
 Disques (partielle avec support)

**Materialtyp
 Tipo di materiale
 Material type
 Type de Matériel**

PMMA

**CE-Kennzeichnung
 Marcatura CE
 CE-labeling
 Marquage CE**

CE 1936

**Anwendungszeit
 Tempo di applicazione
 Period of application
 Période d'application**

Bis zu 6 Monate
 Fino a 6 mesi
 max. 6 months
 max. 6 mois

**Chemische Zusammensetzung
 Composizione
 Composition
 Composition**

Acrylharz auf Basis von Polymethylmethacrylat;
 Resina acrilica a base di polimetilmetacrilato;
 Acrylic resin based on polymethyl methacrylate;
 Résine acrylique à base de polyméthyle méthacrylate ;

**Physikalische Zusammensetzung
 Dati tecnici
 Physical properties
 Caractéristiques physiques**

Dichte – Densità – Density – Densité	~ 1.2 g/cm ³
Zugfestigkeit – Resistenza alla trazione – tensile strength – résistance à la traction	55 MPa
E-Modul - il modulo di Young - Young's modulus – Module de Young	1.800 MPa
Härte HRM – Durezza HRM – HRM hardness – durezza HRM	~ 80