



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nuestros materiales

Zirconio

Zirconio – BionZ Crystal

El material de óxido de zirconio BionZ Crystal se utiliza para la elaboración de restauraciones dentales reducidas que se pueden estratificar con cerámica. La resistencia a la flexión de este material asciende a 1400 MPa y permite la elaboración de coronas individuales, inlays, onlays, veneers e, incluso, puentes completamente circulares y atornillados.

Zirconio – BionZ Diamond

BionZ Diamond es un material de óxido de zirconio altamente traslúcido que tiene una estética extraordinariamente natural. La alta resistencia a la flexión de BionZ Diamond (aprox. 1050–1250 MPa) permite la elaboración de restauraciones completamente anatómicas. Las posibles aplicaciones abarcan todas las restauraciones dentales corrientes, como, por ejemplo, coronas, inlays, onlays, veneers y puentes completamente circulares y atornillados. Al no necesitar estratificar con cerámica se evitan fracturas en la cerámica.

Zirconio – BionZ Brilliant

El material de óxido de zirconio BionZ Brilliant es especialmente traslúcido y resistente a la flexión a la vez. Por lo tanto, se puede utilizar para cualquier tipo de tratamiento, particularmente para puentes de varias piezas. Las estructuras de zirconio son monolíticas y se pueden usar, en forma reducida, para el recubrimiento con cerámica.

Zirconio – BionZ Glass

BionZ Glass es un material de óxido de zirconio altamente traslúcido y estético con una resistencia a la flexión extraordinariamente alta (~ 600 MPa). BionZ Glass es el material ideal para la elaboración de restauraciones anteriores, como carillas o pequeños puentes. Se puede tratar el material de forma monolítica o reducida.

Zirconio – BionZ Coral

BionZ Coral es un material de óxido de zirconio precoloreado que sirve para la elaboración de restauraciones dentales monolíticas o reducidas. Los bloques están precoloreados con los tonos de la escala Vita. El BionZ Coral se sinteriza directamente sin tener que colorearlo.

Zirconio – BionZ Coral Layer

BionZ Coral Layer es un material de óxido de zirconio precoloreado en varias capas que sirve para la elaboración de restauraciones dentales monolíticas o reducidas. Los bloques están precoloreados con los tonos de la escala Vita. El BionZ Coral Layer se sinteriza directamente sin tener que colorearlo.

Zirconio – BionZ Brilliant Layer

BionZ Brilliant Layer es una variante del zirconio BionZ Brilliant que, durante el proceso de fabricación, se tiñe ya en varias capas en los tonos de VITA habituales. De esta forma, ya no se tiene que colorear el material de manera manual antes de la sinterización. Gracias a la combinación ideal de valores de translucidez y de resistencia a la flexión muy altos se puede emplear el material para cualquier tratamiento.

Zirconio – BionZ Glass Layer

Durante el proceso de fabricación, se tiñe el zirconio BionZ Glass Layer – variante del zirconio BionZ Glass – en varias capas. De esta forma, ya no se tiene que colorear el material de manera manual antes de la sinterización. Disponible en los tonos VITA más habituales. Al igual que BionZ Glass, BionZ Glass Layer se presta para estructuras de zirconio reducidas (p.ej. fundas y puentes hasta un máximo de 3 piezas) para dientes anteriores.

Zirconio – BionZ Glacier Layer

Material de óxido de Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia (570–1050 Mpa). La translucidez es más intensa en la zona incisal del diente, mientras que la resistencia es mayor en la zona cervical. Adecuada para restauraciones totalmente anatómicas. Debido a las tonalidades de color, no es necesario colorear manualmente la estructura.

Todos nuestros productos se fabrican en Europa y cumplen los estándares más recientes.

Resina

Resina – BionPV PM

Los bloques de Resina BionPV PM de Bionah sirven para la fabricación de coronas individuales provisionales y para la fabricación de puentes grandes de hasta 14 elementos. BionPV PM está disponible en los tonos habituales de Vita.

Resina – BionPV PM+ Layer

La resina Bionah BionPV PM+ Layer es especialmente duradera y resistente a la flexión. Se utiliza para la fabricación de coronas individuales hasta puentes de 14 unidades de gran envergadura y puede utilizarse para provisionales de corta y larga duración. La resina BionPV PM ya está precoloreada en varias capas y está disponible en los tonos habituales de Vita.

Metal

Cobalto-Cromo – BionMET

BionMET tiene una alta resistencia y un alto módulo de elasticidad. Es fácil de modelar y ofrece resultados muy estéticos. El material es perfectamente apropiado para coronas individuales, inlays, onlays, overlays y hasta para puentes grandes que se pueden fabricar con la técnica del colado en una pieza.

Titanio – BionMET

La gran ventaja de BionMET es su excelente biocompatibilidad. Las restauraciones hechas con BionMET son funcionales y altamente estéticas. La gama de indicaciones abarca cualquier estructura metálica para su recubrimiento con cerámica, así como construcciones de pilares e implantes.

Cera

Cera – BionW

La cera calcinable se puede usar tanto en la técnica de fundición de metal como en la técnica de prensado. El material es fácilmente mecanizable y no deja residuos.

Más informaciones

Explicación del término zirconio

Zirconia

La Zirconia es un mineral con una estructura cristalina. Concretamente, se trata de un silicato de Zirconia ($ZrSiO_4$) que es fácil de encontrar en la corteza terrestre. El silicato de Zirconia se emplea, entre otras aplicaciones, en la industria de joyería como sustituto de piedras preciosas para diamantes, así como para la elaboración del metal Zirconio. El término zirconio se usa en la odontología de forma simplificada para el dióxido de zirconio.

Zirconio

El Zirconio es un metal de color plata que se obtiene del silicato de Zirconia arriba mencionado. Debido a su aspecto, recuerda a acero, no obstante, se trata de un metal blando y flexible. En su forma pura apenas se usa para nada más que para la elaboración de óxido de Zirconio.

Óxido de Zirconio

La denominación correcta para lo que habitualmente se llama óxido de Zirconio es dióxido de Zirconio (ZrO_2). La elaboración se realiza mediante un procedimiento sintético complicado en el que se enriquece Zirconio puro con oxígeno. Mediante este procedimiento de oxidación se convierte el metal Zirconio en la cerámica dióxido de Zirconio (ZrO_2), de modo que se puede prensar en piezas brutas y emplear como material para prótesis dentales. En la odontología se denomina el material con frecuencia zirconio.


BionZ – Zirconio

Se trata de las piezas brutas de óxido de Zirconio de la empresa Bionah que se usan para la elaboración de coronas individuales y puentes. Se ofrecen los tipos de Zirconio BionZ **Crystal**, BionZ **Diamond**, BionZ **Brilliant**, BionZ **Glass**, BionZ **Coral**, BionZ **Coral Layer**, BionZ **Brilliant Layer**, BionZ **Glass Layer** y BionZ **Glacier Layer** cuya diferencia radica en su translucidez y resistencia.

Propiedades del material

La estructura de rejilla

Debido a su estructura de rejilla cristalina, el óxido de Zirconio dispone de propiedades excelentes. Según la temperatura, el óxido de Zirconio adopta diferentes formas de rejilla. Hasta una temperatura de 1170°C los átomos forman cristales monoclinicos. A partir de temperaturas de 1170 °C se produce un cambio de fase adquiriendo una forma tetragonal. Esta transformación implica una reducción del volumen del aprox. 3–5%. A partir de una temperatura de 2370 °C, la estructura de rejilla tetragonal se convierte en una estructura cúbica. La mayor resistencia existe en la forma de las rejillas tetragonal. Con el fin de poder aprovechar esta resistencia también a una temperatura ambiente, se le añaden a los zirconios BionZ de Bionah otros óxidos, como, por ejemplo, óxido de itrio (Y_2O_3).



El envejecimiento hidrotermal

En discusiones sobre la resistencia se habla mucho del envejecimiento del material. Cada material, y también el óxido de Zirconio BionZ, está sometido a la fatiga de los componentes debido al envejecimiento. Además, en el caso del óxido de Zirconio, el óxido de itrio añadido reacciona en un ambiente caliente y húmedo con agua y, por lo tanto, ya no puede garantizar la estabilidad de la estructura. Con el fin de contrarrestar este perjuicio, se le añade al material BionZ un porcentaje reducido de alúmina (Al_2O_3). Dado que se introduce el óxido de Zirconio solo en una „forma capsulada” en la boca, se puede descartar el envejecimiento hidrotermal. El contacto con la humedad de las partes exteriores de la estructura se evita mediante el recubrimiento y el con las partes interiores, mediante cemento y/o adhesivos.

El efecto de autocuración

La ventaja de BionZ frente a otros materiales cerámicos (como, por ejemplo, la alúmina) radica en su relativa baja fragilidad.

Si se produce una grieta en el óxido de Zirconio, se evita su extensión mediante la transformación de la rejilla de una estructura tetragonal hacia una estructura monoclinica y la consiguiente ampliación del volumen. Se habla aquí de un tipo de efecto de autocuración.

Los valores de resistencia

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede comprender la enorme resistencia de la estructura BionZ. De los numerosos valores que describen las propiedades mecánicas de las sustancias hay solo unos pocos que son relevantes para la odontología. Estos son la resistencia a la flexión, el correspondiente valor del módulo de Weibull y el coeficiente de dilatación térmica. El valor del módulo de Weibull define la dispersión de los valores de resistencia determinados. Un valor bajo del módulo de Weibull indica una mayor dispersión de los valores de resistencia. Un valor alto indica una variación de la dispersión menor. Se consideran fiables los materiales con un valor de módulo de Weibull de >10 . Por lo tanto, respecto al valor de módulo de Weibull se debe tener en cuenta siempre la resistencia a la flexión. En caso contrario, no se pueden comparar las resistencias a la flexión sin más. Respecto a la comparabilidad, a la hora de determinar la resistencia a la flexión, se deben tener en cuenta igualmente los diferentes métodos de medición (ensayo de flexión biaxial, la medición de 4 puntos, la medición de 3 puntos). Tanto el procedimiento de medición como el acabado de la superficie pueden influir en los resultados de la medición.


Propiedades del material de Zirconio

Dependiendo de la regularidad de la estructura cristalina y de las adiciones de aleación, el Zirconio puede presentar diferentes propiedades.

Bionah ofrece diferentes materiales con diferentes propiedades:

- o **BionZ Crystal:** Zirconio translúcido (1200–1400 Mpa)
- o **BionZ Diamond:** Zirconio altamente translúcido (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant:** Zirconio especialmente translúcido (950–1150 Mpa)
- o **BionZ Glass:** Zirconio extratranslúcido (600–620 Mpa)

- o **BionZ Coral:** Zirconio precoloreado (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Coral Layer:** Zirconio precoloreado de varias capas (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant Layer:** Zirconio precoloreado de varias capas y especialmente translúcido (900–1050 Mpa)
- o **BionZ Glass Layer:** Zirconio precoloreado de varias capas y extratranslúcido (570–600 Mpa)
- o **BionZ Glacier Layer:** Zirconio precoloreado de varias capas de color y diferentes grados de translucidez y resistencia (570–1050 Mpa)




Proceso de fabricación


La materia prima

La base de una prótesis dental de alta calidad es la utilización de materias primas impecables. En todos sus productos, Bionah confía en proveedores acreditados.

El diseño formal



El diseño formal de las piezas brutas ejerce una gran influencia en la estabilidad dimensional de las estructuras. Debido al hecho de que las estructuras se fresan de bloques de Zirconio presinterizado y que se requiere una sinterización compacta posterior con su reducción del volumen el aprox. 20–25 %, una condición básica es la distribución homogénea de la densidad en las piezas brutas. Esta distribución homogénea de la densidad se consigue en las piezas brutas de Bionah mediante un proceso de prensado uniaxial especial o, en el caso de formas de piezas brutas altas, mediante el prensado isoestático.



Tratamiento

La coloración

El zirconio blanco se colorea de forma manual con colores de tinte. Las estructuras de capas de zirconio precoloreado de varias capas se pueden sinterizar después del proceso de fresado sin la necesidad de colorearlas. Opcionalmente, se puede modificar la coloración.

El proceso de sinterización


Con el fin de obtener la resistencia definitiva, se tienen que volver a sinterizar los bloques BionZ presinterizados en un horno de alta temperatura. Según el tamaño (o la masa) de las estructuras, hay que calentar las piezas con una velocidad de calentamiento de entre 5 °C/min y 10 °C/min hasta una temperatura de 1450 °C (Glass, Glass Layer, Coral, Coral Layer), 1500 °C (Crystal, Brilliant, Brilliant Layer, Glacier Layer) o 1550 °C (Diamond). El tiempo de permanencia es de 120 minutos. El enfriamiento no debe ser demasiado rápido (la velocidad de enfriamiento debe ser similar a la velocidad de calentamiento), ya que, en caso contrario, la temperatura provoca grietas.

El tratamiento posterior

Las estructuras de Zirconio BionZ se pueden pulir o cortar posteriormente con instrumentos de tratamiento de diamantes. Se debe evitar un sobrecalentamiento puntual en la estructura. En el caso ideal, se realiza un pulido refrigerado con agua. La superficie de la estructura debe estar lo más lisa posible para evitar cualquier formación de muescas producidas por las marcas. Se recomienda una cocción de regeneración a aprox. 1170 °C. En condiciones de laboratorio, se pudo determinar así un ligero aumento de la resistencia, no obstante, este no se aprecia en la práctica. Además, el pulido de la superficie basal de la estructura tiene un efecto positivo.

La cocción de cerámica

Mediante una cocción se puede adherir a las estructuras de óxido de Zirconio BionZ cualquier cerámica de capas apropiada para el óxido de Zirconio. Solo durante el proceso de cocción hay que tener cuidado de que no se produzcan grietas de tensión ocasionadas por la temperatura. Esto se puede evitar estableciendo una velocidad de calentamiento o de enfriamiento similar al proceso de sinterización.



Índice de productos

Sistemas CAD/CAM abiertos Ø 98	12
Zirconio blanco	12
Crystal	12
Diamond	14
Brilliant	16
Glass	17
Zirconio precoloreado	18
Coral	18
Zirconio precoloreado en varias capas	22
Coral Layer	22
Brilliant Layer	26
Glass Layer	32
Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia	36
Glacier Layer	36
Resina	40
PM	40
Resina en varias capas	42
PM+ Layer	42
Cera	43
Beige	43
Cobalto-Cromo	44
CCW	44
Titanio	45
T5W	45
Sistemas CAD/CAM abiertos Ø 95	46
Zirconio blanco	46
Crystal	46
Diamond	47
Brilliant	49

Glass	50
Zirconio precoloreado	51
Coral	51
Zirconio precoloreado en varias capas	56
Coral Layer.....	56
Brilliant Layer.....	60
Glass Layer	64
Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia.....	68
Glacier Layer	68
Resina	72
PM.....	72
Resina en varias capas	74
PM+ Layer.....	74
Cera	75
Beige.....	75
Cobalto-Cromo	76
CCZ	76
Titanio	77
T5Z.....	77
Fresas	78
Zirconio.....	78
Resina.....	79
Sistemas manuales	80
Zirconio blanco	80
Crystal	80
Diamond.....	81

Zirconio blanco**Crystal****Crystal**

BionZ CW 98/10
D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BZCO240W
116,00 €



BionZ CW 98/14 S
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZCO260W
143,00 €



BionZ CW 98/10 CIP
D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BZCO241W
131,00 €



BionZ CW 98/14 S CIP
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZCO261W
158,00 €



BionZ CW 98/12 S
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZCO250W
134,00 €



BionZ CW 98/16 S
D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZCO270W
161,00 €



BionZ CW 98/12 S CIP
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZCO251W
149,00 €



BionZ CW 98/16 S CIP
D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZCO271W
176,00 €

Zirconio blanco**Crystal****Crystal****BionZ CW 98/18 S**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZCO280W

179,00 €**BionZ CW 98/22 S**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZCO300W

219,00 €**BionZ CW 98/18 S CIP**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZCO281W

194,00 €**BionZ CW 98/22 S CIP**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZCO301W

234,00 €**BionZ CW 98/20 S**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BZCO290W

188,00 €**BionZ CW 98/26 S CIP**

D98 x 26
Pieza:1
N. art.: BZCO421W

250,00 €**BionZ CW 98/20 S CIP**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BZCO291W

203,00 €**BionZ CW 98/30 S CIP**

D98 x 30
Pieza:1
N. art.: BZCO431W

286,00 €

Zirconio blanco**Diamond****Diamond**

BionZ DW 98/10
D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BZD0240W
154,00 €



BionZ DW 98/14 S
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZD0260W
190,00 €



BionZ DW 98/10 CIP
D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BZD0241W
169,00 €



BionZ DW 98/14 S CIP
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZD0261W
205,00 €



BionZ DW 98/12 S
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZD0250W
178,00 €



BionZ DW 98/16 S
D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZD0270W
214,00 €



BionZ DW 98/12 S CIP
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZD0251W
193,00 €



BionZ DW 98/16 S CIP
D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZD0271W
229,00 €

Zirconio blanco**Diamond****Diamond****BionZ DW 98/18 S**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZD0280W

238,00 €**BionZ DW 98/22 S**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZD0300W

292,00 €**BionZ DW 98/18 S CIP**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZD0281W

253,00 €**BionZ DW 98/22 S CIP**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZD0301W

307,00 €**BionZ DW 98/20 S**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BZD0290W

250,00 €**BionZ DW 98/26 S CIP**

D98 x 26
Pieza:1
N. art.: BZD0421W

341,00 €**BionZ DW 98/20 S CIP**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BZD0291W

265,00 €**BionZ DW 98/30 S CIP**

D98 x 30
Pieza:1
N. art.: BZD0431W

390,00 €

Zirconio blanco**Brilliant****BionZ BW 98/14 S**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZB0260W

190,00 €**BionZ BW 98/16 S**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZB0270W

214,00 €**BionZ BW 98/18 S**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZB0280W

238,00 €**BionZ BW 98/22 S**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZB0300W

292,00 €

Zirconio blanco**Glass****Glass****BionZ GW 98/10 CIP**

D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BZG024IW

174,00 €**BionZ GW 98/18 S CIP**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZG028IW

258,00 €**BionZ GW 98/12 S CIP**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZG025IW

198,00 €**BionZ GW 98/20 S CIP**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BZG029IW

270,00 €**BionZ GW 98/14 S CIP**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZG026IW

210,00 €**BionZ GW 98/22 S CIP**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZG030IW

312,00 €**BionZ GW 98/16 S CIP**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZG027IW

234,00 €**BionZ GW 98/26 S CIP**

D98 x 26
Pieza:1
N. art.: BZG042IW

346,00 €

Zirconio precoloreado**Coral AO****Coral A1****BionZ RW 98/14 S CIP
Shade AO**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2610WC

210,00 €**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A1**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2511WC

198,00 €**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A1**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2611WC

210,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade AO**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2810WC

258,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A1**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2811WC

258,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade AO**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3010WC

312,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A1**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3011WC

312,00 €

Zirconio precoloreado**Coral A2****Coral A3****BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2512WC

198,00 €**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A3**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2513WC

198,00 €**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2612WC

210,00 €**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2613WC

210,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2812WC

258,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2813WC

258,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3012WC

312,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3013WC

312,00 €

Zirconio precoloreado**Coral A3,5****Coral B2****BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2614WC

210,00 €**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade B2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2522WC

198,00 €**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade B2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2622WC

210,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2814WC

258,00 €**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade B2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2822WC

258,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3014WC

312,00 €**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade B2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3022WC

312,00 €

Zirconio precoloreado

Coral C3

Coral D2



**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade C3**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2533WC

198,00 €



**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade D2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR2542WC

198,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade C3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2633WC

210,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade D2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR2642WC

210,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade C3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2833WC

258,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade D2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR2842WC

258,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade C3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3033WC

312,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade D2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR3042WC

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas**■ Coral Layer A1****■ Coral Layer A2****BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2611W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2612W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2811W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2812W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3011W

312,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3012W

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2613W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A3,5**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2614W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2813W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A3,5**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2814W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3013W

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas**■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2622W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade C2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2632W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2822W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade C2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2832W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3022W

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Coral Layer C3

■ Coral Layer D2



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2633W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL2642W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2833W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL2842W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3033W

312,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL3042W

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas
Brilliant Layer A1
Brilliant Layer A2

**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A1**

 D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2611W

205,00 €

**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A2**

 D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2612W

205,00 €

**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade A2**

 D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2712W

229,00 €

**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A1**

 D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2811W

253,00 €

**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A2**

 D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2812W

253,00 €

**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A1**

 D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3011W

307,00 €

**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A2**

 D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3012W

307,00 €

**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade A2**

 D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL4112W

340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas

Brilliant Layer A3



BionZ Layer BW 98/14 S Shade A3

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2613W

205,00 €



BionZ Layer BW 98/16 S Shade A3

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2713W

229,00 €



BionZ Layer BW 98/18 S Shade A3

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2813W

253,00 €



BionZ Layer BW 98/22 S Shade A3

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3013W

307,00 €



BionZ Layer BW 98/25 S Shade A3

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL4113W

340,00 €

Brilliant Layer A3,5



BionZ Layer BW 98/14 S Shade A3,5

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2614W

205,00 €



BionZ Layer BW 98/16 S Shade A3,5

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2714W

229,00 €



BionZ Layer BW 98/18 S Shade A3,5

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2814W

253,00 €



BionZ Layer BW 98/22 S Shade A3,5

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3014W

307,00 €



BionZ Layer BW 98/25 S Shade A3,5

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL4114W

340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Brilliant Layer B1****Brilliant Layer B2****BionZ Layer BW 98/16 S
Shade B1**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2721W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2622W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade B1**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2821W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2822W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade B1**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3021W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3022W

307,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Brilliant Layer C2****Brilliant Layer C3****BionZ Layer BW 98/14 S
Shade C2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2632W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2633W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade C2**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2732W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade C3**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL2733W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade C2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2832W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2833W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade C2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3032W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3033W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade C2**

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL4132W

340,00 €**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade C3**

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL4133W

340,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Brilliant Layer D2



**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL2642W

205,00 €



**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL2842W

253,00 €



**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL3042W

307,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2611W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2612W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2811W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2812W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3011W

312,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3012W

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas

Glass Layer A3

Glass Layer B2



BionZ Layer GW 98/14 S Shade A3

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2613W

210,00 €



BionZ Layer GW 98/14 S Shade B2

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2622W

210,00 €



BionZ Layer GW 98/18 S Shade A3

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2813W

258,00 €



BionZ Layer GW 98/18 S Shade B2

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2822W

258,00 €



BionZ Layer GW 98/22 S Shade A3

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3013W

312,00 €



BionZ Layer GW 98/22 S Shade B2

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3022W

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2633W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL2642W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2833W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL2842W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3033W

312,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL3042W

312,00 €

■ **Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A1**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2511W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2512W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2611W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2612W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2811W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2812W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3011W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3012W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A2**

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL4112W

340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia

■ Glacier Layer A3

■ Glacier Layer A3,5



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A3**
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2513W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A3,5**
D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2514W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A3**
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2613W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A3,5**
D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2614W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A3**
D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2813W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A3,5**
D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2814W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A3**
D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3013W
307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A3,5**
D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3014W
307,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A3**
D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL4113W
340,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A3,5**
D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL4114W
340,00 €

■ **Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia**

■ **Glacier Layer B2**

■ **Glacier Layer C2**



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade B2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2522W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade C2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2532W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2622W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade C2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2632W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2822W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade C2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2832W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3022W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade C2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3032W

307,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia

Glacier Layer C3

Glacier Layer D2



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade C3**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2533W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade D2**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL2542W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2633W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL2642W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2833W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL2842W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3033W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BZAL3042W

307,00 €

■ Resina**■ PM A1****■ PM A2****BionPV PM/A1 98/16 S**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BPM3116W

85,00 €**BionPV PM/A2 98/16 S**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BPM3216W

85,00 €**BionPV PM/A1 98/20 S**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BPM3120W

95,00 €**BionPV PM/A2 98/20 S**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BPM3220W

95,00 €**BionPV PM/A1 98/25 S**

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BPM3125W

100,00 €**BionPV PM/A2 98/25 S**

D98 x 25
Pieza:1
N. art.: BPM3225W

100,00 €

■ Resina

■ PM A3



BionPV PM/A3 98/16 S

D98 x 16

Pieza:1

N. art.: BPM3316W

85,00 €



BionPV PM/A3 98/20 S

D98 x 20

Pieza:1

N. art.: BPM3320W

95,00 €



BionPV PM/A3 98/25 S

D98 x 25

Pieza:1

N. art.: BPM3325W

100,00 €

■ Resina en varias capas

■ PM+ Layer A2



BionPV PM+ Layer A2 98/16 S

D98 x 16

Pieza:1

N. art.: BPMPL3216W

95,00 €



BionPV PM+ Layer A2 98/20 S

D98 x 20

Pieza:1

N. art.: BPMPL3220W

105,00 €

■ Cera

■ Beige



BionW 98/16 S
Shade Beige
D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BWM3116W
19,00 €



BionW 98/20 S
Shade Beige
D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BWM3120W
23,00 €

 **Cobalto-Cromo** **CCW****BionMET CCW 98/10**

D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BTC0240W

162,00 €**BionMET CCW 98/12 S**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BTC0250W

187,00 €**BionMET CCW 98/14 S**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BTC0260W

212,00 €**BionMET CCW 98/16 S**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BTC0270W

237,00 €**CCW****BionMET CCW 98/18 S**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BTC0280W

262,00 €**BionMET CCW 98/22 S**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BTC0300W

312,00 €

 **Titanio** **T5W** **T5W****BionMET T5W 98/10**

D98 x 10
Pieza:1
N. art.: BTE0240W

77,00 €**BionMET T5W 98/18 S**

D98 x 18
Pieza:1
N. art.: BTE0280W

132,00 €**BionMET T5W 98/12 S**

D98 x 12
Pieza:1
N. art.: BTE0250W

87,00 €**BionMET T5W 98/20 S**

D98 x 20
Pieza:1
N. art.: BTE0290W

147,00 €**BionMET T5W 98/14 S**

D98 x 14
Pieza:1
N. art.: BTE0260W

97,00 €**BionMET T5W 98/22 S**

D98 x 22
Pieza:1
N. art.: BTE0300W

152,00 €**BionMET T5W 98/16 S**

D98 x 16
Pieza:1
N. art.: BTE0270W

117,00 €

 Zirconio blanco Crystal

BionZ CZ 95/10
D95 x 10
Pieza:1
N. art.: BZC0500Z
116,00 €

 Crystal

BionZ CZ 95/18
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZC0540Z
179,00 €



BionZ CZ 95/12
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZC0510Z
134,00 €



BionZ CZ 95/22
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZC0560Z
219,00 €



BionZ CZ 95/14
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZC0520Z
143,00 €



BionZ CZ 95/25 CIP
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZC0570Z
245,00 €



BionZ CZ 95/16
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZC0530Z
161,00 €

Zirconio blanco

Diamond



BionZ DZ 95/10
 D95 x 10
 Pieza:1
 N. art.: BZD0500Z
154,00 €

Diamond



BionZ DZ 95/14
 D95 x 14
 Pieza:1
 N. art.: BZD0520Z
190,00 €



BionZ DZ 95/10 CIP
 D95 x 10
 Pieza:1
 N. art.: BZD0500ZC
169,00 €



BionZ DZ 95/14 CIP
 D95 x 14
 Pieza:1
 N. art.: BZD0520ZC
205,00 €



BionZ DZ 95/12
 D95 x 12
 Pieza:1
 N. art.: BZD0510Z
178,00 €



BionZ DZ 95/16
 D95 x 16
 Pieza:1
 N. art.: BZD0530Z
214,00 €



BionZ DZ 95/12 CIP
 D95 x 12
 Pieza:1
 N. art.: BZD0510ZC
193,00 €



BionZ DZ 95/16 CIP
 D95 x 16
 Pieza:1
 N. art.: BZD0530ZC
229,00 €

 **Zirconio blanco** **Diamond**

BionZ DZ 95/18
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZD0540Z
238,00 €

 **Diamond**

BionZ DZ 95/25 CIP
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZD0570Z
325,00 €



BionZ DZ 95/18 CIP
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZD0540ZC
253,00 €



BionZ DZ 95/30 CIP
D95 x 30
Pieza:1
N. art.: BZD0590Z
390,00 €



BionZ DZ 95/22
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZD0560Z
292,00 €



BionZ DZ 95/22 CIP
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZD0560ZC
307,00 €

Zirconio blanco**Brilliant**

BionZ BZ 95/14
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZB0520Z
190,00 €



BionZ BZ 95/16
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZB0530Z
214,00 €



BionZ BZ 95/18
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZB0540Z
238,00 €



BionZ BZ 95/22
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZB0560Z
292,00 €

Zirconio blanco**Glass**

BionZ GZ 95/10
D95 x 10
Pieza:1
N. art.: BZG0500Z
159,00 €

Glass

BionZ GZ 95/18
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZG0540Z
243,00 €



BionZ GZ 95/12
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZG0510Z
183,00 €



BionZ GZ 95/22
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZG0560Z
297,00 €



BionZ GZ 95/14
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZG0520Z
195,00 €



BionZ GZ 95/25 CIP
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZG0570Z
330,00 €



BionZ GZ 95/16
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZG0530Z
219,00 €

Zirconio precoloreado

Coral A1

Coral A2



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A1**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR5111Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A2**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR5112Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A1**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5211Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A2**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5212Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A1**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5411Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A2**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5412Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A1**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5611Z
312,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A2**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5612Z
312,00 €

Zirconio precoloreado**Coral A3****Coral A3,5**

BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A3
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR5113Z
198,00 €



BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A3
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5213Z
210,00 €



BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A3,5
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5214Z
210,00 €



BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A3
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5413Z
258,00 €



BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A3,5
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5414Z
258,00 €



BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A3
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5613Z
312,00 €



BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A3,5
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5614Z
312,00 €

Zirconio precoloreado

Coral B2

Coral C3



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade B2**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR5122Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade C3**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZR5133Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade B2**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5222Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade C3**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZR5233Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade B2**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5422Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade C3**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZR5433Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade B2**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5622Z
312,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade C3**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZR5633Z
312,00 €

■ Zirconio precoloreado

■ Coral D2



BionZ RZ 95/12 CIP

Shade D2

D95 x 12

Pieza:1

N. art.: BZR5142Z

198,00 €



BionZ RZ 95/14 CIP

Shade D2

D95 x 14

Pieza:1

N. art.: BZR5242Z

210,00 €



BionZ RZ 95/18 CIP

Shade D2

D95 x 18

Pieza:1

N. art.: BZR5442Z

258,00 €



BionZ RZ 95/22 CIP

Shade D2

D95 x 22

Pieza:1

N. art.: BZR5642Z

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5211Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5212Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5411Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5412Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5611Z

312,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5612Z

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A3**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5213Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A3,5**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5214Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A3**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5413Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A3,5**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5414Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A3**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5613Z

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RZ 95/14
Shade B2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5222Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/14
Shade C2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5232Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade B2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5422Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade C2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5432Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade B2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5622Z

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas

Coral Layer C3

Coral Layer D2



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5233Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZRL5242Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5433Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZRL5442Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5633Z

312,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZRL5642Z

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas
Brilliant Layer A1
Brilliant Layer A2

**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5211Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5212Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A2**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL5312Z

229,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5411Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5412Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5611Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5612Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A2**

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL5712Z

340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas

Brilliant Layer A3

Brilliant Layer A3,5



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A3**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5213Z
205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A3,5**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5214Z
205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A3**
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL5313Z
229,00 €



**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A3,5**
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL5314Z
229,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A3**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5413Z
253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A3,5**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5414Z
253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A3**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5613Z
307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A3,5**
D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5614Z
307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A3**
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL5713Z
340,00 €



**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A3,5**
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL5714Z
340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas
Brilliant Layer B2
Brilliant Layer C2

**BionZ Layer BZ 95/14
Shade B2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5222Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/14
Shade C2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5232Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/16
Shade C2**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BZBL5332Z

229,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade B2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5422Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade C2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5432Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade B2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5622Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade C2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5632Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/25
Shade C2**

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZBL5732Z

340,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Brilliant Layer C3

■ Brilliant Layer D2



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5233Z

205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZBL5242Z

205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5433Z

253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZBL5442Z

253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5633Z

307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZBL5642Z

307,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5211Z

210,00 €**BionZ Layer GZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5212Z

210,00 €**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5411Z

258,00 €**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5412Z

258,00 €**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5611Z

312,00 €**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5612Z

312,00 €

■ Zirconio precoloreado en varias capas

■ Glass Layer A3

■ Glass Layer B2



**BionZ Layer GZ 95/14
Shade A3**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5213Z

210,00 €



**BionZ Layer GZ 95/14
Shade B2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5222Z

210,00 €



**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A3**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5413Z

258,00 €



**BionZ Layer GZ 95/18
Shade B2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5422Z

258,00 €



**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A3**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5613Z

312,00 €



**BionZ Layer GZ 95/22
Shade B2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5622Z

312,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas**Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5233Z

210,00 €**BionZ Layer GZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZGL5242Z

210,00 €**BionZ Layer GZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5433Z

258,00 €**BionZ Layer GZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZGL5442Z

258,00 €**BionZ Layer GZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5633Z

312,00 €**BionZ Layer GZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BZGL5642Z

312,00 €

■ **Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A1**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5111Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A2**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5112Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A1**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5211Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A2**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5212Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A1**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5411Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A2**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5412Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/25
Shade A2**
D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL5712Z
340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia

■ Glacier Layer A3

■ Glacier Layer A3,5



BionZ Layer AZ 95/12 Shade A3

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5113Z

193,00 €



BionZ Layer AZ 95/12 Shade A3,5

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5114Z

193,00 €



BionZ Layer AZ 95/14 Shade A3

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5213Z

205,00 €



BionZ Layer AZ 95/14 Shade A3,5

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5214Z

205,00 €



BionZ Layer AZ 95/18 Shade A3

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5413Z

253,00 €



BionZ Layer AZ 95/18 Shade A3,5

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5414Z

253,00 €



BionZ Layer AZ 95/25 Shade A3

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL5713Z

340,00 €



BionZ Layer AZ 95/25 Shade A3,5

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BZAL5714Z

340,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia**■ Glacier Layer B2****■ Glacier Layer C2**

**BionZ Layer AZ 95/12
Shade B2**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5122Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade C2**
D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5132Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade B2**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5222Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade C2**
D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5232Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade B2**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5422Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade C2**
D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5432Z
253,00 €

Zirconio precoloreado en varias capas de color y distintos grados de translucidez y resistencia

■ Glacier Layer C3

■ Glacier Layer D2



BionZ Layer AZ 95/12 Shade C3

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5133Z

193,00 €



BionZ Layer AZ 95/12 Shade D2

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BZAL5142Z

193,00 €



BionZ Layer AZ 95/14 Shade C3

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5233Z

205,00 €



BionZ Layer AZ 95/14 Shade D2

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BZAL5242Z

205,00 €



BionZ Layer AZ 95/18 Shade C3

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5433Z

253,00 €



BionZ Layer AZ 95/18 Shade D2

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BZAL5442Z

253,00 €

■ Resina**■ PM A1****BionPV PM/A1 95/16**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BPM7116Z

85,00 €**BionPV PM/A1 95/20**

D95 x 20
Pieza:1
N. art.: BPM7120Z

95,00 €**BionPV PM/A1 95/25**

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BPM7125Z

100,00 €**■ PM A2****BionPV PM/A2 95/16**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BPM7216Z

85,00 €**BionPV PM/A2 95/20**

D95 x 20
Pieza:1
N. art.: BPM7220Z

95,00 €**BionPV PM/A2 95/25**

D95 x 25
Pieza:1
N. art.: BPM7225Z

100,00 €

 **Resina** **PM A3****BionPV PM/A3 95/16**

D95 x 16

Pieza:1

N. art.: BPM7316Z

85,00 €**BionPV PM/A3 95/20**

D95 x 20

Pieza:1

N. art.: BPM7320Z

95,00 €**BionPV PM/A3 95/25**

D95 x 25

Pieza:1

N. art.: BPM7325Z

100,00 €

■ Resina en varias capas

■ PM+ Layer A2



BionPV PM+ Layer A2 95/16

D95 x 16

Pieza:1

N. art.: BPMPL7216Z

95,00 €



BionPV PM+ Layer A2 95/20

D95 x 20

Pieza:1

N. art.: BPMPL7220Z

105,00 €

■ Cera

■ Beige



BionW 95/16
Shade Beige
D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BWM7116Z
19,00 €



BionW 95/20
Shade Beige
D95 x 20
Pieza:1
N. art.: BWM7120Z
23,00 €

■ Cobalto-Cromo**■ CCZ****BionMET CCZ 95/10**


D95 x 10
Pieza:1
N. art.: BTC0500Z

162,00 €

**BionMET CCZ 95/18**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BTC0540Z

262,00 €

**BionMET CCZ 95/12**

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BTC0510Z

187,00 €

**BionMET CCZ 95/22**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BTC0560Z

312,00 €

**BionMET CCZ 95/14**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BTC0520Z

212,00 €

**BionMET CCZ 95/16**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BTC0530Z

237,00 €

Titanio**T5Z****BionMET T5Z 95/10**


D95 x 10
Pieza:1
N. art.: BTE0500Z

77,00 €

**BionMET T5Z 95/18**

D95 x 18
Pieza:1
N. art.: BTE0540Z

132,00 €

**BionMET T5Z 95/12**

D95 x 12
Pieza:1
N. art.: BTE0510Z

87,00 €

**BionMET T5Z 95/20**

D95 x 20
Pieza:1
N. art.: BTE0550Z

147,00 €

**BionMET T5Z 95/14**

D95 x 14
Pieza:1
N. art.: BTE0520Z

97,00 €

**BionMET T5Z 95/22**

D95 x 22
Pieza:1
N. art.: BTE0560Z

152,00 €

**BionMET T5Z 95/16**

D95 x 16
Pieza:1
N. art.: BTE0530Z

117,00 €

 **Fresas** **Zirconio**

BionA 2 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI140L
29,00 €



BionA 0,6 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI150A
29,00 €



BionA 1,5 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI160A
29,00 €



BionA 0,5 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI120L
29,00 €



BionA 1 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI130L
29,00 €



BionA 0,3 mm
Pieza:1
N. art.: BAFI110L
29,00 €

Fresas**Resina****BionA 2 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI240L**29,00 €****BionA 0,6 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI250A**29,00 €****BionA 1,5 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI260A**29,00 €****BionA 0,5 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI220L**29,00 €****BionA 1 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI230L**29,00 €****BionA 0,3 mm PV**Pieza:1
N. art.: BAFI210L**29,00 €**

Zirconio blanco**Crystal****BionZ CM 60/16**

25 x 60 x 16

Pieza:3

N. art.: BZCO130M

144,00 €**BionZ CM 60/20**

25 x 60 x 20

Pieza:3

N. art.: BZCO140M

165,00 €**BionZ CM 44/20**

44 x 88 x 20

Pieza:2

N. art.: BZCO320M

198,00 €**BionZ CM 88/16**

88 x 88 x 16

Pieza:1

N. art.: BZCO330M

155,00 €

Zirconio blanco

Diamond



BionZ DM 60/16

25 x 60 x 16

Pieza:3

N. art.: BZD0130M

195,00 €



BionZ DM 88/20

88 x 88 x 20

Pieza:1

N. art.: BZD0340M

238,00 €

■ **Notas**

 **Notas**



Tel +39 0474 370 350
Fax +39 0474 370 351
info@bionah.com
www.bionah.com

