



**CATALOGO PRODOTTI**

## I nostri materiali

### Zirconia

#### **Zirconia – BionZ Crystal**

La zirconia traslucida BionZ Crystal viene utilizzata per la realizzazione di restauri dentali ridotti che possono essere poi stratificati con ceramica. La resistenza alla flessione di questo materiale è di 1400 MPa, ciò che permette la realizzazione di corone singole, inlays, onlays, facette e persino di ponti completamente circolari avvitati occlusalmente.

#### **Zirconia – BionZ Diamond**

BionZ Diamond è una zirconia altamente traslucida che si caratterizza per la sua estetica estremamente naturale. L'alta resistenza alla flessione della BionZ Diamond (ca. 1050–1250 MPa) permette la realizzazione di restauri completamente anatomici. Le possibili applicazioni includono tutti i restauri dentali comuni, tale corone, inlays, onlays, facette e ponti avvitati occlusalmente. Dovuto alla mancata applicazione di ceramiche di rivestimento, le scheggiature della ceramica (chipping) possono essere esclusi.

#### **Zirconia – BionZ Brilliant**

La zirconia BionZ Brilliant presenta al tempo stesso elevate caratteristiche di traslucenza e resistenza alla flessione, che la rendono il materiale ideale per qualsiasi tipo di restauro, soprattutto per ponti estesi. Le strutture in zirconia possono essere monolitiche o ridotte per la successiva stratificazione in ceramica.

#### **Zirconia – BionZ Glass**

BionZ Glass è una zirconia altamente traslucida ed estetica che allo stesso tempo ha una resistenza alla flessione estremamente elevata (~ 600 MPa). BionZ Glass è il materiale ideale per la fabbricazione di restauri fino a 3 elementi nel settore anteriore, come per esempio faccette o ponti piccoli. Il materiale può essere elaborato completamente anatomico o ridotto.

#### **Zirconia – BionZ Coral**

BionZ Coral è una zirconia precolorata per la produzione di restauri dentali monolitici o ridotti. I blocchi sono disponibili precolorati nelle sfumature di colore più comuni della scala VITA. Bionah Coral è sinterizzabile direttamente senza colorazione.

#### **Zirconia – BionZ Coral Layer**

BionZ Coral Layer è una zirconia precolorata composta da varie sfumature per la produzione di restauri completamente anatomici o restauri dentali ridotti. I blocchi sono disponibili precolorati nelle sfumature di colore più comuni della scala VITA. BionZ Coral Layer è sinterizzabile direttamente senza colorazione.

#### **Zirconia – BionZ Brilliant Layer**

In alternativa alla zirconia BionZ Brilliant, la BionZ Brilliant Layer è la versione policromatica del materiale, disponibile nei più comuni colori VITA. La colorazione a mano del materiale prima della sinterizzazione non è più necessaria. Grazie alla combinazione ideale di valori di traslucenza e resistenza alla flessione molto elevati, questo materiale può essere utilizzato per qualsiasi tipo di restauro.

### **Zirconia – BionZ Glass Layer**

In alternativa alla zirconia BionZ Glass, la BionZ Glass Layer è la versione policromatica del materiale, disponibile nei più comuni colori VITA. La colorazione a mano del materiale prima della sinterizzazione non è più necessaria. Come BionZ Glass, anche BionZ Glass Layer è concepita per strutture in zirconia più piccole (ad es. per faccette e ponti con massimo 3 elementi) nella zona anteriore.

### **Zirconia – BionZ Glacier Layer**

Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza (570–1050 Mpa). La traslucenza è più intensa nell'area incisale del dente, mentre la resistenza è maggiore nell'area cervicale. Indicata per restauri completamente anatomici. Grazie alle sfumature di colori, la colorazione manuale non è richiesta.

Tutti i prodotti sono fabbricati in Europa e soddisfano i standard più recenti.

## Resina

### **Resina – BionPV PM**

La resina Bionah BionPV PM è utilizzata per la produzione di qualsiasi indicazione dentale, dalle corone singole ai ponti circolari fino a 14 elementi come provvisori di breve durata. BionPV PM è disponibile nelle tonalità Vita comuni.

### **Resina – BionPV PM+ Layer**

La resina Bionah BionPV PM+ Layer è particolarmente durevole e resistente alla flessione. Viene utilizzata per la realizzazione di corone singole fino a ponti estesi a 14 elementi e può essere utilizzata per provvisori a breve e lungo termine. La resina BionPV PM è già precolorata in diversi strati ed è disponibile nelle tonalità Vita comuni.

## Metallo

### **Cobalto-cromo – BionMET**

BionMET ha un'altissima resistenza ed un elevato modulo di elasticità, può essere elaborato facilmente e fornisce risultati altamente estetici. È ideale per corone individuali, Inlay, Onlay e Overlays, come anche ponti circolari.

### **Titanio – BionMET**

La bio-compatibilità eccellente è il maggiore punto di vantaggio di BionMET. Restauri fatti da BionMET sono funzionali ed estetici allo stesso tempo. La gamma di possibili indicazioni comprende tutte le strutture primarie di metallo per la stratificazione con ceramica, come anche barre e costruzioni implantari.

## Cera

### **Cera – BionW**

La cera può essere bruciata senza residui e può essere utilizzata sia per la fusione dei metalli che per le tecniche di pressatura. Il materiale è molto facile da elaborare.

## Ulteriori informazioni

### Glossario

#### Zirconia

La zirconia è un minerale a struttura cristallina, trattandosi di un silicato di zirconio ( $ZrSiO_4$ ), presente in enormi quantità sulla superficie terrestre. Il silicato di zirconio viene usato tra l'altro nella fabbricazione di gioielli come pietra sostitutiva dei diamanti, come pure per l'estrazione del metallo zirconio. Il termine zirconia è usato nell'odontotecnica per descrivere il materiale dentale biossido di zirconio.

#### Zirconio

Lo zirconio è un metallo color argento che viene estratto dal suddetto silicato di zircone. Il suo aspetto è simile all'acciaio, ma al contrario dell'acciaio è un metallo morbido e duttile. Viene usato pochissimo nella sua forma pura, con l'eccezione della produzione di biossido di zirconio.

#### Ossido di zirconio

Il nome corretto del materiale chiamato comunemente ossido di zirconio è il biossido di zirconio ( $ZrO_2$ ). Tramite un complesso processo di sintesi, nel quale lo zirconio puro va arricchito con ossigeno avviene la produzione. Con questo processo di ossidazione, il metallo zirconio viene trasformato nella ceramica biossido di zirconio ( $ZrO_2$ ) che successivamente sarà pressato in blocchi usati per la fabbricazione di protesi dentali. Nell'odontotecnica, il materiale viene spesso chiamato zirconia.

#### BionZ – zirconio


Sono i blocchi d'ossido di zirconio della Bionah per la realizzazione di corone singole e ponti. Sono disponibili le versioni BionZ **Crystal**, BionZ **Diamond**, BionZ **Brilliant**, BionZ **Glass**, BionZ **Coral**, BionZ **Coral Layer**, BionZ **Brilliant Layer**, e BionZ **Glass Layer** e BionZ **Glacier Layer**, che si differenziano nella loro traslucenza e la loro stabilità.

## Proprietà del materiale

### La struttura reticolare

Grazie alla sua struttura cristallina prismatica, l'ossido di zirconio possiede eccellenti proprietà. A temperature differenti l'ossido di zirconio ha diverse forme prismatiche.

Fino a 1170°C gli atomi formano dei cristalli monoclini. A temperature superiori ai 1170°C avviene un cambiamento di fase nella forma tetragonale. Questo cambiamento di forma comporta una riduzione del volume di circa il 3-5%. A partire da 2370°C, la struttura reticolare tetragonale diventa cubica. La maggiore resistenza del materiale si ottiene con la forma tetragonale. Per poter utilizzare questa elevata resistenza anche a temperatura ambiente, il BionZ zirconio della Bionah viene arricchito con ulteriori ossidi, come per esempio l'ossido di Itrio ( $Y_2O_3$ ).



### L'invecchiamento idrotermale

Nella discussione sulla resistenza si tiene conto dell'invecchiamento del materiale. Ogni materiale, anche l'ossido di zirconio BionZ è sottoposto all'affaticamento dovuto al suo invecchiamento. L'ossido di ittrio contenuto nell'ossido di zirconio reagendo con l'acqua nell'ambiente caldo-umido non può più svolgere il suo compito di stabilizzare la struttura cristallina. Nel materiale BionZ viene aggiunto una piccola percentuale d'ossido d'alluminio ( $Al_2O_3$ ) per contrastare questo effetto. L'ossido di zirconio essendo applicato in bocca solo in forma "incapsulata" esclude l'invecchiamento idrotermale. Tramite la copertura estetica esterna si evita il contatto con gli agenti umidi esternamente ed all'interno viene evitato dal cemento o dall'adesivo.

### L'effetto di autoriparazione

Il vantaggio di BionZ rispetto alle altre ceramiche (come per es. l'ossido d'alluminio) risiede nella relativa bassa tendenza alla rottura.

Se una fessura si forma nell'ossido di zirconio, l'aumento del volume dovuto alla trasformazione della struttura reticolare dalla fase tetragonale alla fase monoclinica impedisce un allargamento della fessura stessa. Questa proprietà viene descritta come effetto di autoriparazione.

## I valori di resistenza alla flessione

L'analisi di questi dettagli fa capire l'enorme resistenza delle strutture BionZ.

Per l'odontotecnica solo alcuni valori di proprietà meccaniche dei materiali hanno importanza.

Essi sono la resistenza alla flessione, il valore del modulo Weibull ed il coefficiente d'espansione termica del materiale (CET).


Il valore del modulo Weibull descrive la varianza del calcolato valore di resistenza. Un basso valore del modulo di Weibull indica una grande varianza del valore di resistenza alla flessione. Un elevato valore indica invece una bassa varianza. Per i valori di resistenza alla flessione devono essere considerati anche i diversi metodi di misurazione come prova di flessione biassiale, misurazione su 4 punti e misurazione su 3 punti. Pertanto i risultati di misurazione possono essere influenzati dal sistema di misurazione e dalla qualità della superficie.

## Caratteristiche del materiale di zirconia

A seconda la regolarità della struttura cristallina e gli additivi alle leghe, la zirconia può mostrare diverse caratteristiche.

Bionah offre zirconie bianche e precolorate con caratteristiche diverse:

- o **BionZ Crystal:** zirconia traslucente (1200–1400 Mpa)
- o **BionZ Diamond:** zirconia ad alta traslucenza (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant:** zirconia con traslucenza extra-elevata (950–1150 Mpa)
- o **BionZ Glass:** zirconia con traslucenza massima (600–620 Mpa)
  
- o **BionZ Coral:** zirconia precolorata (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Coral Layer:** zirconia precolorata composta da varie sfumature (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant Layer:** zirconia precolorata con traslucenza extra-elevata composta da varie sfumature (900–1050 Mpa)
- o **BionZ Glass Layer:** zirconia precolorata composta da varie sfumature di colori con traslucenza massima (570–600 Mpa)
- o **BionZ Glacier Layer:** Zirconia precolorata composta da varie sfumature di colori e di diversi gradi di traslucenza e resistenza (570–1050 Mpa)




## Processo di fabbricazione

### La materia prima

Materie prime d'alta qualità sono la base per ricostruzioni dentali qualitativi. Bionah impiega materie prime di produttori di fiducia. Tutti i prodotti sono fabbricati in Europa e soddisfano i standard più recenti.


### La forma



La forma dei blocchi ha importante influenza sulla precisione delle strutture.

Una densità distribuita uniformemente nei blocchi è una premessa di base. La sinterizzazione finale provoca una riduzione del volume di circa il 20–25% del blocco di zirconio presinterizzato. Poiché le strutture vengono fresate da blocchi di zirconio presinterizzato, questo fattore è molto importante.

La distribuzione omogenea della densità dei blocchi Bionah viene realizzata tramite un procedimento di stampaggio uniassiale e nei blocchi con maggior spessore Bionah tramite pressatura isostatica.





## Lavorazione

### La colorazione

I tipi di zirconia bianca sono colorati manualmente con liquidi coloranti. I tipi di zirconia precolorata possono essere sinterizzati immediatamente dopo la fresatura senza colorazione. A scelta è anche possibile cambiare la colorazione.

### Il processo di sinterizzazione

Per raggiungere la resistenza finale, le strutture fresate dai blocchi presinterizzati BionZ devono essere nuovamente sinterizzate in forni ad alta temperatura. Secondo la grandezza (massa) delle strutture, i lavori devono essere riscaldati fino a 1450 °C (Glass, Glass Layer, Coral, Coral Layer), 1500 °C (Crystal, Brilliant, Brilliant Layer, Glacier Layer) cioè 1550 °C (Diamond), con un incremento termico di 5°C/min fino a 10°/min. Il raffreddamento non deve essere troppo veloce (velocità di raffreddamento uguale alla velocità d'incremento della temperatura), altrimenti possono crearsi delle fessure.

### La rifinitura

In seguito le strutture d'ossido di zirconio BionZ possono essere rifinite o tagliate con delle frese diamantate. È importante di non provocare un surriscaldamento localizzato della struttura. Si consiglia un raffreddamento ad acqua durante la molatura. La superficie della struttura deve essere più liscia possibile, per evitare tracce della fresa sulla superficie. È consigliato inoltre d'effettuare una cottura rigeneratrice a circa 1170°C. In prove di laboratorio si è noto che in questo modo si possa ottenere un leggero aumento della resistenza, non notato nella prassi quotidiana. Inoltre risulta vantaggiosa la lucidatura della parte basale delle strutture.

### La cottura della ceramica

Tutte le ceramiche comuni dentali stratificabili, specifiche per ossido di zirconio possono essere cotte sulle strutture d'ossido di zirconio BionZ. È importante, che durante la cottura, non si creino tensioni termiche che possano provocare delle fessure. Ciò può essere evitato regolando l'incremento termico e la velocità del raffreddamento in modo simile come nella sinterizzazione.



## Indice dei prodotti

<b>Sistemi di CAD/CAM aperti Ø 98</b> .....	<b>12</b>
Zirconia bianca .....	12
Crystal .....	12
Diamond .....	14
Brilliant .....	16
Glass .....	17
Zirconia precolorata .....	18
Coral .....	18
Zirconia precolorata con varie sfumature .....	22
Coral Layer .....	22
Brilliant Layer .....	26
Glass Layer .....	32
Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza .....	36
Glacier Layer .....	36
Resina .....	40
PM .....	40
Resina con varie sfumature .....	42
PM+ Layer .....	42
Cera .....	43
Beige .....	43
Cobalto-cromo .....	44
CCW .....	44
Titanio .....	45
T5W .....	45
<b>Sistemi di CAD/CAM aperti Ø 95</b> .....	<b>46</b>
Zirconia bianca .....	46
Crystal .....	46
Diamond .....	47
Brilliant .....	49

Glass .....	50
Zirconia precolorata .....	51
Coral .....	51
Zirconia precolorata con varie sfumature .....	56
Coral Layer.....	56
Brilliant Layer.....	60
Glass Layer .....	64
Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza .....	68
Glacier Layer .....	68
Resina .....	72
PM.....	72
Resina con varie sfumature .....	74
PM+ Layer.....	74
Cera .....	75
Beige.....	75
Cobalto-cromo .....	76
CCZ .....	76
Titanio .....	77
T5Z.....	77
Frese.....	78
Zirconia .....	78
Resina.....	79
<b>Sistemi manuali .....</b>	<b>80</b>
Zirconia bianca .....	80
Crystal .....	80
Diamond.....	81

**Zirconia bianca****Crystal****Crystal**

**BionZ CW 98/10**  
D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0240W  
**116,00 €**



**BionZ CW 98/14 S**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0260W  
**143,00 €**



**BionZ CW 98/10 CIP**  
D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0241W  
**131,00 €**



**BionZ CW 98/14 S CIP**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0261W  
**158,00 €**



**BionZ CW 98/12 S**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0250W  
**134,00 €**



**BionZ CW 98/16 S**  
D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0270W  
**161,00 €**



**BionZ CW 98/12 S CIP**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0251W  
**149,00 €**



**BionZ CW 98/16 S CIP**  
D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0271W  
**176,00 €**

**Zirconia bianca****Crystal**

**BionZ CW 98/18 S**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0280W  
**179,00 €**



**BionZ CW 98/18 S CIP**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0281W  
**194,00 €**



**BionZ CW 98/20 S**  
D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0290W  
**188,00 €**



**BionZ CW 98/20 S CIP**  
D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0291W  
**203,00 €**

**Crystal**

**BionZ CW 98/22 S**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0300W  
**219,00 €**



**BionZ CW 98/22 S CIP**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0301W  
**234,00 €**



**BionZ CW 98/26 S CIP**  
D98 x 26  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0421W  
**250,00 €**



**BionZ CW 98/30 S CIP**  
D98 x 30  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0431W  
**286,00 €**

**Zirconia bianca****Diamond****Diamond**

**BionZ DW 98/10**  
D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0240W  
**154,00 €**



**BionZ DW 98/14 S**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0260W  
**190,00 €**



**BionZ DW 98/10 CIP**  
D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0241W  
**169,00 €**



**BionZ DW 98/14 S CIP**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0261W  
**205,00 €**



**BionZ DW 98/12 S**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0250W  
**178,00 €**



**BionZ DW 98/16 S**  
D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0270W  
**214,00 €**



**BionZ DW 98/12 S CIP**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0251W  
**193,00 €**



**BionZ DW 98/16 S CIP**  
D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0271W  
**229,00 €**

## Zirconia bianca

### Diamond

### Diamond



**BionZ DW 98/18 S**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0280W  
**238,00 €**



**BionZ DW 98/22 S**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0300W  
**292,00 €**



**BionZ DW 98/18 S CIP**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0281W  
**253,00 €**



**BionZ DW 98/22 S CIP**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0301W  
**307,00 €**



**BionZ DW 98/20 S**  
D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0290W  
**250,00 €**



**BionZ DW 98/26 S CIP**  
D98 x 26  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0421W  
**341,00 €**



**BionZ DW 98/20 S CIP**  
D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0291W  
**265,00 €**



**BionZ DW 98/30 S CIP**  
D98 x 30  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0431W  
**390,00 €**

**Zirconia bianca****Brilliant****BionZ BW 98/14 S**

D98 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZB0260W

**190,00 €****BionZ BW 98/16 S**

D98 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BZB0270W

**214,00 €****BionZ BW 98/18 S**

D98 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZB0280W

**238,00 €****BionZ BW 98/22 S**

D98 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZB0300W

**292,00 €**



**Zirconia bianca****Glass****Glass****BionZ GW 98/10 CIP**

D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0241W

**174,00 €****BionZ GW 98/18 S CIP**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0281W

**258,00 €****BionZ GW 98/12 S CIP**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0251W

**198,00 €****BionZ GW 98/20 S CIP**

D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0291W

**270,00 €****BionZ GW 98/14 S CIP**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0261W

**210,00 €****BionZ GW 98/22 S CIP**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0301W

**312,00 €****BionZ GW 98/16 S CIP**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0271W

**234,00 €****BionZ GW 98/26 S CIP**

D98 x 26  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0421W

**346,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral AO****Coral A1**

**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade AO**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2610WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A1**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2511WC  
**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A1**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2611WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade AO**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2810WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A1**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2811WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade AO**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3010WC  
**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A1**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3011WC  
**312,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral A2****Coral A3**

**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A2**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2512WC  
**198,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A3**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2513WC  
**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A2**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2612WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A3**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2613WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A2**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2812WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A3**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2813WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A2**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3012WC  
**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A3**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3013WC  
**312,00 €**

 **Zirconia precolorata**
 **Coral A3,5**
 **Coral B2**


**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A3,5**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2614WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade B2**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2522WC  
**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade B2**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2622WC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A3,5**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2814WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade B2**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2822WC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A3,5**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3014WC  
**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade B2**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3022WC  
**312,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral C3****Coral D2****BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade C3**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2533WC

**198,00 €****BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade D2**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2542WC

**198,00 €****BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade C3**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2633WC

**210,00 €****BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade D2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2642WC

**210,00 €****BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade C3**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2833WC

**258,00 €****BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade D2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR2842WC

**258,00 €****BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade C3**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3033WC

**312,00 €****BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade D2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR3042WC

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2611W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2612W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2811W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2812W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3011W

**312,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3012W

**312,00 €**

■ Zirconia precolorata con varie sfumature

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A3**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2613W

**210,00 €**



**BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A3,5**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2614W

**210,00 €**



**BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A3**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2813W

**258,00 €**



**BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A3,5**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2814W

**258,00 €**



**BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade A3**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3013W

**312,00 €**

**■ Zirconia precolorata con varie sfumature****■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2622W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2632W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2822W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2832W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3022W

**312,00 €**



■ Zirconia precolorata con varie sfumature

■ Coral Layer C3

■ Coral Layer D2



**BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade C3**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2633W

**210,00 €**



**BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade D2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2642W

**210,00 €**



**BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade C3**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2833W

**258,00 €**



**BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade D2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL2842W

**258,00 €**



**BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade C3**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3033W

**312,00 €**



**BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade D2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL3042W

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature**
**Brilliant Layer A1**
**Brilliant Layer A2**

**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2611W

**205,00 €**

**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2612W

**205,00 €**

**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade A2**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2712W

**229,00 €**

**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2811W

**253,00 €**

**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2812W

**253,00 €**

**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3011W

**307,00 €**

**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3012W

**307,00 €**

**BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade A2**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL4112W

**340,00 €**

## Zirconia precolorata con varie sfumature

### Brilliant Layer A3

### Brilliant Layer A3,5



#### BionZ Layer BW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2613W

**205,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/14 S Shade A3,5

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2614W

**205,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/16 S Shade A3

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2713W

**229,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/16 S Shade A3,5

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2714W

**229,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2813W

**253,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/18 S Shade A3,5

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2814W

**253,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3013W

**307,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/22 S Shade A3,5

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3014W

**307,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/25 S Shade A3

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL4113W

**340,00 €**



#### BionZ Layer BW 98/25 S Shade A3,5

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL4114W

**340,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Brilliant Layer B1****Brilliant Layer B2****BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade B1**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2721W

**229,00 €****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2622W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade B1**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2821W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2822W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade B1**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3021W

**307,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3022W

**307,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Brilliant Layer C2****Brilliant Layer C3****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2632W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade C3**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2633W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade C2**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2732W

**229,00 €****BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade C3**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2733W

**229,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2832W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade C3**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL2833W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade C2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3032W

**307,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade C3**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL3033W

**307,00 €****BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade C2**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL4132W

**340,00 €****BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade C3**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL4133W

**340,00 €**

**■ Zirconia precolorata con varie sfumature****■ Brilliant Layer D2****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade D2**

D98 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZBL2642W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade D2**

D98 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZBL2842W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade D2**

D98 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZBL3042W

**307,00 €**



**Zirconia precolorata con varie sfumature****Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2611W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2612W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2811W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2812W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3011W

**312,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3012W

**312,00 €**



## Zirconia precolorata con varie sfumature

### Glass Layer A3

### Glass Layer B2



#### BionZ Layer GW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2613W

**210,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/14 S Shade B2

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2622W

**210,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2813W

**258,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/18 S Shade B2

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2822W

**258,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3013W

**312,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/22 S Shade B2

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3022W

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade C3**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2633W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade D2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2642W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade C3**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2833W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade D2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL2842W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade C3**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3033W

**312,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade D2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL3042W

**312,00 €**



■ **Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade A1**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL251IW

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade A2**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2512W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL261IW

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2612W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL281IW

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2812W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL301IW

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3012W

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/25 S  
Shade A2**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL4112W

**340,00 €**

## Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza

### ■ Glacier Layer A3

### ■ Glacier Layer A3,5



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade A3

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2513W

**193,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade A3,5

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2514W

**193,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2613W

**205,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade A3,5

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2614W

**205,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2813W

**253,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade A3,5

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2814W

**253,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3013W

**307,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade A3,5

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3014W

**307,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/25 S Shade A3

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL4113W

**340,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/25 S Shade A3,5

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL4114W

**340,00 €**

■ **Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza**

■ **Glacier Layer B2**

■ **Glacier Layer C2**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade B2**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2522W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade C2**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2532W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2622W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2632W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2822W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2832W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3022W

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade C2**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3032W

**307,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza**

**■ Glacier Layer C3**

**■ Glacier Layer D2**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade C3**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2533W  
**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade D2**  
D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2542W  
**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade C3**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2633W  
**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade D2**  
D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2642W  
**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade C3**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2833W  
**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade D2**  
D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL2842W  
**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade C3**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3033W  
**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade D2**  
D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL3042W  
**307,00 €**

**■ Resina****■ PM A1****■ PM A2****BionPV PM/A1 98/16 S**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3116W

**85,00 €****BionPV PM/A2 98/16 S**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3216W

**85,00 €****BionPV PM/A1 98/20 S**

D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3120W

**95,00 €****BionPV PM/A2 98/20 S**

D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3220W

**95,00 €****BionPV PM/A1 98/25 S**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3125W

**100,00 €****BionPV PM/A2 98/25 S**

D98 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM3225W

**100,00 €**



## ■ Resina

### ■ PM A3



#### **BionPV PM/A3 98/16 S**

D98 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BPM3316W

**85,00 €**



#### **BionPV PM/A3 98/20 S**

D98 x 20

Quantità: 1

Cod. art.: BPM3320W

**95,00 €**



#### **BionPV PM/A3 98/25 S**

D98 x 25

Quantità: 1

Cod. art.: BPM3325W

**100,00 €**

■ Resina con varie sfumature

■ PM+ Layer A2



**BionPV PM+ Layer A2 98/16 S**

D98 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BPMPL3216W

**95,00 €**



**BionPV PM+ Layer A2 98/20 S**

D98 x 20

Quantità: 1

Cod. art.: BPMPL3220W

**105,00 €**

■ Cera

■ Beige



**BionW 98/16 S**  
**Shade Beige**  
D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BWM3116W  
**19,00 €**



**BionW 98/20 S**  
**Shade Beige**  
D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BWM3120W  
**23,00 €**

**■ Cobalto-cromo****■ CCW****■ CCW****BionMET CCW 98/10**

D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0240W

**162,00 €****BionMET CCW 98/18 S**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0280W

**262,00 €****BionMET CCW 98/12 S**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0250W

**187,00 €****BionMET CCW 98/22 S**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0300W

**312,00 €****BionMET CCW 98/14 S**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0260W

**212,00 €****BionMET CCW 98/16 S**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0270W

**237,00 €**

 **Titanio** **T5W** **T5W****BionMET T5W 98/10**

D98 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0240W

**77,00 €****BionMET T5W 98/18 S**

D98 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0280W

**132,00 €****BionMET T5W 98/12 S**

D98 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0250W

**87,00 €****BionMET T5W 98/20 S**

D98 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0290W

**147,00 €****BionMET T5W 98/14 S**

D98 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0260W

**97,00 €****BionMET T5W 98/22 S**

D98 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0300W

**152,00 €****BionMET T5W 98/16 S**

D98 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0270W

**117,00 €**

**Zirconia bianca****Crystal**

**BionZ CZ 95/10**  
D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0500Z  
**116,00 €**



**BionZ CZ 95/12**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0510Z  
**134,00 €**



**BionZ CZ 95/14**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0520Z  
**143,00 €**



**BionZ CZ 95/16**  
D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0530Z  
**161,00 €**

**Crystal**

**BionZ CZ 95/18**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0540Z  
**179,00 €**



**BionZ CZ 95/22**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0560Z  
**219,00 €**



**BionZ CZ 95/25 CIP**  
D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZC0570Z  
**245,00 €**

**Zirconia bianca****Diamond****Diamond**

**BionZ DZ 95/10**  
D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0500Z  
**154,00 €**



**BionZ DZ 95/14**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0520Z  
**190,00 €**



**BionZ DZ 95/10 CIP**  
D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0500ZC  
**169,00 €**



**BionZ DZ 95/14 CIP**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0520ZC  
**205,00 €**



**BionZ DZ 95/12**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0510Z  
**178,00 €**



**BionZ DZ 95/16**  
D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0530Z  
**214,00 €**



**BionZ DZ 95/12 CIP**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0510ZC  
**193,00 €**



**BionZ DZ 95/16 CIP**  
D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0530ZC  
**229,00 €**

**Zirconia bianca****Diamond****Diamond**

**BionZ DZ 95/18**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0540Z  
**238,00 €**



**BionZ DZ 95/25 CIP**  
D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0570Z  
**325,00 €**



**BionZ DZ 95/18 CIP**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0540ZC  
**253,00 €**



**BionZ DZ 95/30 CIP**  
D95 x 30  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0590Z  
**390,00 €**



**BionZ DZ 95/22**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0560Z  
**292,00 €**



**BionZ DZ 95/22 CIP**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0560ZC  
**307,00 €**



**Zirconia bianca****Brilliant**

**BionZ BZ 95/14**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZB0520Z  
**190,00 €**



**BionZ BZ 95/16**  
D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZB0530Z  
**214,00 €**



**BionZ BZ 95/18**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZB0540Z  
**238,00 €**



**BionZ BZ 95/22**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZB0560Z  
**292,00 €**

**Zirconia bianca****Glass**

**BionZ GZ 95/10**  
D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0500Z  
**159,00 €**

**Glass****Glass**

**BionZ GZ 95/18**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0540Z  
**243,00 €**



**BionZ GZ 95/12**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0510Z  
**183,00 €**



**BionZ GZ 95/22**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0560Z  
**297,00 €**



**BionZ GZ 95/14**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0520Z  
**195,00 €**



**BionZ GZ 95/25 CIP**  
D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0570Z  
**330,00 €**



**BionZ GZ 95/16**  
D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZG0530Z  
**219,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral A1****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade A1**

D95 x 12

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5111Z

**198,00 €****BionZ RZ 95/14 CIP****Shade A1**

D95 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5211Z

**210,00 €****BionZ RZ 95/18 CIP****Shade A1**

D95 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5411Z

**258,00 €****BionZ RZ 95/22 CIP****Shade A1**

D95 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5611Z

**312,00 €****Coral A2****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade A2**

D95 x 12

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5112Z

**198,00 €****BionZ RZ 95/14 CIP****Shade A2**

D95 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5212Z

**210,00 €****BionZ RZ 95/18 CIP****Shade A2**

D95 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5412Z

**258,00 €****BionZ RZ 95/22 CIP****Shade A2**

D95 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5612Z

**312,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral A3****Coral A3,5**

**BionZ RZ 95/12 CIP**  
**Shade A3**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5113Z  
**198,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP**  
**Shade A3**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5213Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP**  
**Shade A3,5**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5214Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP**  
**Shade A3**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5413Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP**  
**Shade A3,5**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5414Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP**  
**Shade A3**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5613Z  
**312,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP**  
**Shade A3,5**  
D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZR5614Z  
**312,00 €**

**Zirconia precolorata****Coral B2****Coral C3****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade B2**

D95 x 12

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5122Z

**198,00 €****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade C3**

D95 x 12

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5133Z

**198,00 €****BionZ RZ 95/14 CIP****Shade B2**

D95 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5222Z

**210,00 €****BionZ RZ 95/14 CIP****Shade C3**

D95 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5233Z

**210,00 €****BionZ RZ 95/18 CIP****Shade B2**

D95 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5422Z

**258,00 €****BionZ RZ 95/18 CIP****Shade C3**

D95 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5433Z

**258,00 €****BionZ RZ 95/22 CIP****Shade B2**

D95 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5622Z

**312,00 €****BionZ RZ 95/22 CIP****Shade C3**

D95 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5633Z

**312,00 €**

 **Zirconia precolorata** **Coral D2****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade D2**

D95 x 12

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5142Z

**198,00 €****BionZ RZ 95/14 CIP****Shade D2**

D95 x 14

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5242Z

**210,00 €****BionZ RZ 95/18 CIP****Shade D2**

D95 x 18

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5442Z

**258,00 €****BionZ RZ 95/22 CIP****Shade D2**

D95 x 22

Quantità: 1

Cod. art.: BZR5642Z

**312,00 €**



**Zirconia precolorata con varie sfumature****Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5211Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5212Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5411Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5412Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5611Z

**312,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5612Z

**312,00 €**



■ Zirconia precolorata con varie sfumature

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5213Z

**210,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A3,5**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5214Z

**210,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5413Z

**258,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A3,5**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5414Z

**258,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/22  
Shade A3**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5613Z

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade B2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5222Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade C2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5232Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade B2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5422Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade C2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5432Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade B2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5622Z

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature**

**Coral Layer C3**

**Coral Layer D2**



**BionZ Layer RZ 95/14  
Shade C3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5233Z

**210,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/14  
Shade D2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5242Z

**210,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/18  
Shade C3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5433Z

**258,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/18  
Shade D2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5442Z

**258,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/22  
Shade C3**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5633Z

**312,00 €**



**BionZ Layer RZ 95/22  
Shade D2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZRL5642Z

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature**
**Brilliant Layer A1**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5211Z

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5411Z

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5611Z

**307,00 €**

**Brilliant Layer A2**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5212Z

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade A2**

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5312Z

**229,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5412Z

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5612Z

**307,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade A2**

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5712Z

**340,00 €**

## Zirconia precolorata con varie sfumature

### Brilliant Layer A3



#### BionZ Layer BZ 95/14 Shade A3

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5213Z

**205,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/16 Shade A3

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5313Z

**229,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/18 Shade A3

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5413Z

**253,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/22 Shade A3

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5613Z

**307,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/25 Shade A3

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5713Z

**340,00 €**

### Brilliant Layer A3,5



#### BionZ Layer BZ 95/14 Shade A3,5

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5214Z

**205,00 € s**



#### BionZ Layer BZ 95/16 Shade A3,5

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5314Z

**229,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/18 Shade A3,5

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5414Z

**253,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/22 Shade A3,5

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5614Z

**307,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/25 Shade A3,5

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5714Z

**340,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature**
**Brilliant Layer B2**
**Brilliant Layer C2**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade B2**

 D95 x 14  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5222Z

**205,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade C2**

 D95 x 14  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5232Z

**205,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade C2**

 D95 x 16  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5332Z

**229,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade B2**

 D95 x 18  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5422Z

**253,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade C2**

 D95 x 18  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5432Z

**253,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade B2**

 D95 x 22  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5622Z

**307,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade C2**

 D95 x 22  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5632Z

**307,00 €**

**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade C2**

 D95 x 25  
 Quantità: 1  
 Cod. art.: BZBL5732Z

**340,00 €**

■ Zirconia precolorata con varie sfumature

■ Brilliant Layer C3

■ Brilliant Layer D2



**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade C3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5233Z

**205,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade D2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5242Z

**205,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade C3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5433Z

**253,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade D2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5442Z

**253,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade C3**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5633Z

**307,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade D2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZBL5642Z

**307,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5211Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5212Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5411Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5412Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5611Z

**312,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5612Z

**312,00 €**



■ Zirconia precolorata con varie sfumature

■ Glass Layer A3

■ Glass Layer B2



**BionZ Layer GZ 95/14  
Shade A3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5213Z

**210,00 €**



**BionZ Layer GZ 95/14  
Shade B2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5222Z

**210,00 €**



**BionZ Layer GZ 95/18  
Shade A3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5413Z

**258,00 €**



**BionZ Layer GZ 95/18  
Shade B2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5422Z

**258,00 €**



**BionZ Layer GZ 95/22  
Shade A3**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5613Z

**312,00 €**



**BionZ Layer GZ 95/22  
Shade B2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5622Z

**312,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature****Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade C3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5233Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade D2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5242Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade C3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5433Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade D2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5442Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade C3**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5633Z

**312,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade D2**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZGL5642Z

**312,00 €**



■ Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza

■ Glacier Layer A1

■ Glacier Layer A2



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A1**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5111Z  
**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A2**  
D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5112Z  
**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A1**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5211Z  
**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A2**  
D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5212Z  
**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A1**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5411Z  
**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A2**  
D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5412Z  
**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/25  
Shade A2**  
D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5712Z  
**340,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza**

**■ Glacier Layer A3**

**■ Glacier Layer A3,5**



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A3**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5113Z

**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A3,5**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5114Z

**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5213Z

**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A3,5**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5214Z

**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5413Z

**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A3,5**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5414Z

**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/25  
Shade A3**

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5713Z

**340,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/25  
Shade A3,5**

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5714Z

**340,00 €**

**Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza****■ Glacier Layer B2****■ Glacier Layer C2****BionZ Layer AZ 95/12****Shade B2**D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5122Z**193,00 €****BionZ Layer AZ 95/12****Shade C2**D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5132Z**193,00 €****BionZ Layer AZ 95/14****Shade B2**D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5222Z**205,00 €****BionZ Layer AZ 95/14****Shade C2**D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5232Z**205,00 €****BionZ Layer AZ 95/18****Shade B2**D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5422Z**253,00 €****BionZ Layer AZ 95/18****Shade C2**D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5432Z**253,00 €**

## Zirconia precolorata con varie sfumature di colori e diversi gradi di traslucenza e resistenza

### ■ Glacier Layer C3

### ■ Glacier Layer D2



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade C3**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5133Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade D2**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5142Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade C3**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5233Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade D2**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5242Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade C3**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5433Z

**253,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade D2**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZAL5442Z

**253,00 €**

 Resina PM A1**BionPV PM/A1 95/16**

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7116Z

**85,00 €** PM A2**BionPV PM/A2 95/16**

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7216Z

**85,00 €****BionPV PM/A1 95/20**

D95 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7120Z

**95,00 €****BionPV PM/A2 95/20**

D95 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7220Z

**95,00 €****BionPV PM/A1 95/25**

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7125Z

**100,00 €****BionPV PM/A2 95/25**

D95 x 25  
Quantità: 1  
Cod. art.: BPM7225Z

**100,00 €**



**Resina****PM A3****BionPV PM/A3 95/16**

D95 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BPM7316Z

**85,00 €****BionPV PM/A3 95/20**

D95 x 20

Quantità: 1

Cod. art.: BPM7320Z

**95,00 €****BionPV PM/A3 95/25**

D95 x 25

Quantità: 1

Cod. art.: BPM7325Z

**100,00 €**

■ Resina con varie sfumature

■ PM+ Layer A2



**BionPV PM+ Layer A2 95/16**

D95 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BPMPL7216Z

**95,00 €**



**BionPV PM+ Layer A2 95/20**

D95 x 20

Quantità: 1

Cod. art.: BPMPL7220Z

**105,00 €**

■ Cera

■ Beige



**BionW 95/16**  
**Shade Beige**

D95 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BWM7116Z

**19,00 €**



**BionW 95/20**  
**Shade Beige**

D95 x 20

Quantità: 1

Cod. art.: BWM7120Z


**23,00 €**

**■ Cobalto-cromo****■ CCZ****BionMET CCZ 95/10**

D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0500Z

**162,00 €****BionMET CCZ 95/18**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0540Z

**262,00 €****BionMET CCZ 95/12**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0510Z

**187,00 €****BionMET CCZ 95/22**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0560Z

**312,00 €****BionMET CCZ 95/14**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0520Z

**212,00 €****BionMET CCZ 95/16**

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTC0530Z

**237,00 €**

**Titanio****T5Z****BionMET T5Z 95/10**

D95 x 10  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0500Z

**77,00 €****BionMET T5Z 95/18**

D95 x 18  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0540Z

**132,00 €****BionMET T5Z 95/12**

D95 x 12  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0510Z

**87,00 €****BionMET T5Z 95/20**

D95 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0550Z

**147,00 €****BionMET T5Z 95/14**

D95 x 14  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0520Z

**97,00 €****BionMET T5Z 95/22**

D95 x 22  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0560Z

**152,00 €****BionMET T5Z 95/16**

D95 x 16  
Quantità: 1  
Cod. art.: BTE0530Z

**117,00 €**

 Frese Zirconia

**BionA 2 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI140L  
**29,00 €**



**BionA 0,6 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI150A  
**29,00 €**



**BionA 1,5 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI160A  
**29,00 €**



**BionA 0,5 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI120L  
**29,00 €**



**BionA 1 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI130L  
**29,00 €**



**BionA 0,3 mm**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAFI110L  
**29,00 €**

 **Frese** **Resina**

**BionA 2 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1240L  
**29,00 €**



**BionA 0,6 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1250A  
**29,00 €**



**BionA 1,5 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1260A  
**29,00 €**



**BionA 0,5 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1220L  
**29,00 €**



**BionA 1 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1230L  
**29,00 €**



**BionA 0,3 mm PV**  
Quantità: 1  
Cod. art.: BAF1210L  
**29,00 €**

**Zirconia bianca****Crystal****BionZ CM 60/16**

25 x 60 x 16

Quantità: 3

Cod. art.: BZC0130M

**144,00 €****BionZ CM 60/20**

25 x 60 x 20

Quantità: 3

Cod. art.: BZC0140M

**165,00 €****BionZ CM 44/20**

44 x 88 x 20

Quantità: 2

Cod. art.: BZC0320M

**198,00 €****BionZ CM 88/16**

88 x 88 x 16

Quantità: 1

Cod. art.: BZC0330M

**155,00 €**



■ Zirconia bianca

■ Diamond



**BionZ DM 60/16**  
25 x 60 x 16  
Quantità: 3  
Cod. art.: BZD0130M  
**195,00 €**



**BionZ DM 88/20**  
88 x 88 x 20  
Quantità: 1  
Cod. art.: BZD0340M  
**238,00 €**

■ Note

---

 **Note**



Tel +39 0474 370 350  
Fax +39 0474 370 351  
info@bionah.com  
www.bionah.com

