



**CATALOGUE DE PRODUITS**

## Nos matériaux

### Zircone

#### **Zircone – BionZ Crystal**

La zircone translucide BionZ Crystal sert à la réalisation de restaurations dentaires réduites, qui peuvent être stratifiées avec de la céramique. La résistance à la flexion de ce matériau est de 1400 MPa, ce qui permet la réalisation de couronnes unitaires, inlays, onlays, facettes et même de bridges circulaires transvissés occlusalement.

#### **Zircone – BionZ Diamond**

BionZ Diamond est une zircone hautement translucide qui offre une esthétique extrêmement naturelle. La résistance à la flexion élevée de BionZ Diamond (env. 1050–1250 MPa) permet la réalisation de restaurations entièrement anatomiques. Les applications possibles incluent toutes les restaurations dentaires courantes, comme par exemple les couronnes, inlays, onlays, facettes et aussi les bridges circulaires transvissés occlusalement. En omettant l'application de céramique de recouvrement, l'écaillage de céramiques (chipping) peut être exclu.

#### **Zircone – BionZ Brilliant**

La zircone BionZ Brilliant est particulièrement translucide et résistante à la flexion. Elle peut donc être utilisée pour tout type de restauration, mais surtout pour les bridges de grande portée. Les structures en zircone peuvent être conçues de façon monolithique ou réduites pour la stratification avec céramique.

#### **Zircone – BionZ Glass**

BionZ Glass est une zircone hautement translucide qui a en même temps une résistance à la flexion très haute (~ 600 MPa). BionZ Glass est le matériau idéal pour la fabrication des restaurations dans le secteur antérieur, comme par exemple facettes ou petits bridges. Le matériau peut être travaillé de façon complètement anatomique ou réduit.

#### **Zircone – BionZ Coral**

BionZ Coral est une zircone pré-colorée pour la fabrication des restaurations complètement anatomiques ou réduites. Les blocs précolorés sont disponibles dans les nuances de couleurs plus utilisées du nuancier VITA. BionZ Coral peut être fritté directement sans coloration.

#### **Zircone – BionZ Coral Layer**

BionZ Coral Layer est une zircone pré-colorée avec plusieurs nuances, pour la réalisation de restaurations entièrement anatomiques ou réduites. Les blocs pré-colorés sont disponibles dans les nuances de couleurs plus utilisées du nuancier VITA. BionZ Coral Layer peut être fritté directement sans coloration.

#### **Zircone – BionZ Brilliant Layer**

Comme une variante de la zircone BionZ Brilliant, la zircone BionZ Brilliant Layer est pré-colorée en plusieurs nuances déjà pendant le processus de production dans les teintes VITA les plus courantes. Le prothésiste dentaire n'a plus besoin de colorer le matériau manuellement avant le frittage. Grâce à la combinaison idéale de valeurs de translucidité et de résistance à la flexion très élevées, ce matériau peut être utilisé pour tout type de restauration.

### **Zircone – BionZ Glass Layer**

Comme une variante de la zircone BionZ Glass, la zircone BionZ Glass Layer est pré-colorée en plusieurs nuances déjà pendant le processus de production dans les teintes VITA les plus courantes. Le prothésiste dentaire n'a plus besoin de colorer le matériau manuellement avant le frittage. Comme BionZ Glass, BionZ Glass Layer est conçu pour les petites structures en zircone (par exemple facettes et bridges avec un max. de 3 unités) dans la région antérieure.

### **Zircone – BionZ Glacier Layer**

Zircone précolorée composée de différentes nuances de couleur et de divers degrés de translucidité et de résistance (570–1050 Mpa). La translucidité est plus intense dans la zone incisale de la dent et la résistance est plus élevée dans la zone cervicale. Elle convient aux restaurations complètement anatomiques. En raison des nuances de couleur, la coloration manuelle n'est pas nécessaire.

Tous nos produits sont fabriqués en Europe et répondent aux normes les plus récentes.

## Résine

### Résine – BionPV PM

Bionah BionPV PM est utilisé pour la fabrication de toutes les indications dentaires du couronnes unitaires jusqu'à des bridges avec 14 éléments comme des provisoires à court terme. BionPV PM est disponible dans les teintes Vita les plus courantes.

### Résine – BionPV PM+ Layer

La résine Bionah BionPV PM+ Layer est particulièrement durable et résistante à la flexion. Elle est utilisée pour la fabrication de couronnes unitaires jusqu'aux bridges de grande portée de 14 éléments et peut être utilisée pour des provisoires à court et long terme. La résine BionPV PM est déjà pré-colorée en plusieurs couches et est disponible dans les teintes Vita les plus courantes.

## Métal

### Cobalt-chrome – BionMET

BionMET dispose d'une haute résistance et d'un module d'élasticité élevé, peut être façonné facilement et donne des résultats esthétiques. Il peut être utilisé pour des couronnes unitaires, inlays, onlays et overlays, et pour des bridges de grandes dimensions.

### Titane – BionMET

L'excellente biocompatibilité est le grand avantage du BionMET. Restaurations en BionMET sont fonctionnelles et très esthétiques. Les possibles applications comprennent toutes les formes des structures métalliques pour la stratification avec céramique ainsi que les constructions de barres et d'implants.

## Cire

### Cire – BionW

La cire peut être brûlée sans résidus et peut être utilisée aussi bien pour la fusion des métaux que pour les techniques de pressage. Le matériau est très facile à travailler.

---

## Plus d'informations

### Glossaire Zircon

#### Zircon

La zircon est un minéral dont la structure est cristalline, car il s'agit d'un silicate de zirconium ( $ZrSiO_4$ ) qui est présent en très grandes quantités sur la surface de la terre. Le silicate de zirconium est utilisé entre autres comme pierre pour la confection de bijoux, à la place de diamants, ainsi que pour l'extraction du métal appelé zirconium. Dans la technique dentaire, le terme zircon est utilisé pour désigner le matériau dentaire dioxyde de zirconium.

#### Zirconium

Le zirconium est un métal de couleur argentée que l'on extrait du silicate de zircon. Son aspect rappelle celui de l'acier, mais contrairement à l'acier, c'est un métal souple et ductile. Il est peu utilisé sous sa forme pure, sauf pour la production du dioxyde de zirconium.

#### Oxyde de zirconium

Le matériel que l'on appelle communément oxyde de zirconium est plus exactement du bioxyde de zirconium ( $ZrO_2$ ). La production se fait à l'aide d'un processus complexe de synthèse permettant d'enrichir le zirconium pur avec de l'oxygène. Ce processus d'oxydation permet de transformer le métal zirconium en bioxyde de zirconium ( $ZrO_2$ ), c'est à dire une céramique à presser ensuite en blocs utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires. Ce matériau est souvent appelé zircon dans la technique dentaire.

#### Zirconium BionZ


Ce sont les blocs d'oxyde de zirconium que Bionah utilise pour la réalisation de couronnes unitaires et de bridges. Les versions disponibles sont BionZ **Crystal**, BionZ **Diamond**, BionZ **Brilliant**, BionZ **Glass**, BionZ **Coral**, BionZ **Coral Layer**, BionZ **Brilliant Layer**, BionZ **Glass Layer** et BionZ **Glacier Layer** ils se différencient par leur translucidité et stabilité.

## Propriétés du matériel

### Structure réticulaire

Grâce à sa structure cristalline prismatique, l'oxyde de zirconium possède des propriétés excellentes. L'oxyde de zirconium change sa forme prismatique lorsque les températures varient.

Jusqu'à 1170 °C, les atomes forment des cristaux monocliniques. À des températures dépassant 1170 °C, il se produit un changement de phase dans la forme en tétragone. Ce changement de forme comporte une réduction du volume d'environ 3–5%. À partir de 2370 °C, la structure tétragonale réticulaire devient cubique. C'est la forme en tétragone qui assure la plus grande résistance du matériel. Pour pouvoir utiliser cette résistance élevée même à la température ambiante, le zirconium BionZ de Bionah est enrichi avec d'autres oxydes, comme par exemple l'oxyde d'yttrium ( $Y_2O_3$ ).



### Vieillessement hydrothermal

On tient compte du vieillissement du matériel lorsqu'on parle de la résistance. Chaque matériel – l'oxyde de zirconium BionZ également – est sujet à une fatigue due à son vieillissement. L'oxyde d'yttrium contenu dans l'oxyde de zirconium, en réagissant avec l'eau dans un environnement chaud et humide, ne peut plus exercer sa fonction qui est de stabiliser la structure cristalline. Dans le matériel BionZ, on ajoute un petit pourcentage d'oxyde d'aluminium ( $Al_2O_3$ ) pour compenser cet effet. L'oxyde de zirconium n'étant appliqué dans la bouche qu'en version «encapsulée», ceci exclut le vieillissement hydrothermal. La couverture esthétique à l'extérieur évite le contact avec les agents humides au dehors, tandis que sur la zone interne on l'évite avec le ciment ou l'adhésif.

### Effet d'autoréparation

L'avantage du BionZ par rapport aux autres céramiques (comme par ex. l'oxyde d'aluminium) consiste dans le fait qu'elle a une tendance relativement basse à la rupture. Si une fente se forme dans l'oxyde de zirconium, l'augmentation du volume due à la transformation de la structure réticulaire – passant de la phase tétragonale à la phase monoclinique – empêche l'élargissement de la fente. C'est cette propriété qui est décrite comme «effet d'autoréparation».

## Valeurs de résistance à la flexion


L'analyse de ces détails fait comprendre quelle est la résistance remarquable des structures BionZ. Pour la mécanique dentale, seules certaines propriétés mécaniques des matériaux ont de l'importance: ce sont la résistance à la flexion, la distribution de Weibull et le coefficient d'expansion thermique du matériel (CET). La valeur de la distribution de Weibull décrit la variance de la valeur de résistance calculée. Une valeur réduite de la distribution de Weibull indique une grande variance de la valeur de résistance. Une valeur élevée indique par contre une variance réduite. Pour les valeurs de résistance il faut prendre en considération également les différentes méthodes de mesure servant à relever la flexion bi-axiale (relevé sur 4 points et relevé sur 3 points). Les résultats des relevés peuvent donc être influencés par le système de mesure et par la qualité de la surface.

## Propriétés du matériau de zirconium

Selon la régularité de la structure cristalline et les additifs d'alliage, la zirconium peut montrer des propriétés différentes.

Bionah offre des zircons blancs et pré-colorés avec des propriétés différentes :

- o **BionZ Crystal** : zirconium translucide (1200–1400 Mpa)
- o **BionZ Diamond** : zirconium hautement translucide (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant** : zirconium avec une translucidité très élevée (950–1150 Mpa)
- o **BionZ Glass** : zirconium avec une translucidité maximale (600–620 Mpa)
  
- o **BionZ Coral** : zirconium pré-colorée (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Coral Layer** : zirconium pré-colorée avec plusieurs nuances (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant Layer** : zirconium pré-colorée avec plusieurs nuances et une translucidité très élevée (900–1050 Mpa)
- o **BionZ Glass Layer** : zirconium pré-colorée avec plusieurs nuances et une translucidité maximale (570–600 Mpa)
- o **BionZ Glacier Layer** : zirconium pré-colorée avec plusieurs nuances de différentes nuances de couleur et de divers degrés de translucidité et de résistance (570–1050 Mpa)




## Processus de fabrication


### Matières premières

Des matières premières haut de gamme sont à la base de reconstructions dentaires de qualité. Bionah emploie des matières premières provenant uniquement de producteurs fiables. Tous les produits sont fabriqués en Europe et répondent aux normes les plus récentes.

### La forme



La forme des blocs a une influence importante sur la précision des structures. Une densité uniformément distribuée dans les blocs est un élément fondamental. La sinterisation finale provoque une réduction de volume d'environ 20–25% du bloc de zirconium pré-fritté. Ce facteur est très important puisque les structures sont fraisées à partir de blocs de zirconium pré-fritté. La distribution homogène de la densité des blocs Bionah est assurée par un procédé de moulage uni-axial et, dans les blocs Bionah d'une grande épaisseur, par pressage isostatique.





## Procédure

### La coloration

Les types de zircone blanche sont colorés manuellement avec des liquides colorants. Les structures des types de zircone pré-colorée peuvent être frittées immédiatement après le fraisage sans coloration. Un changement de couleur est possible optionnellement.

### Processus de sintérisation

Pour atteindre la résistance finale, les structures fraisées à partir des blocs pré-frittés BionZ doivent être sintérisées de nouveau dans des fours à haute température. Selon la taille (masse) des structures, les travaux doivent être réchauffés jusqu'à 1450 °C (Glass, Glass Layer, Coral, Coral Layer), 1500 °C (Crystal, Brilliant, Brilliant Layer, Glacier Layer) ou bien 1550 °C (Diamond), avec un accroissement thermique allant de 5 °C/min à 10 °C/min. Le refroidissement ne doit pas être trop rapide (vitesse de refroidissement égale à la vitesse d'accroissement de la température), sinon des fentes peuvent se former.

### Finition

Par la suite, les structures d'oxyde de zirconium BionZ peuvent être finies ou coupées avec des fraises diamantées. Il est important de ne pas provoquer de surchauffe localisée de la structure. Il est conseillé de prévoir un refroidissement à l'eau pendant le meulage. La surface de la structure doit être la plus lisse possible pour éviter des traces de fraise en surface. Il est recommandé également d'effectuer une cuisson régénératrice à 1170 °C environ. Au cours d'essais en laboratoire, on a remarqué que l'on peut obtenir ainsi une petite augmentation de la résistance, ce qui n'avait pas été décelé dans la pratique quotidienne. Il vaut mieux aussi polir la partie basale des structures.

### Cuisson de la céramique

Il est possible de faire cuire sur les structures d'oxyde de zirconium BionZ toutes les céramiques dentaires communes pouvant être stratifiées, spécifiques pour l'oxyde de zirconium. Il est important qu'il ne puissent pas se créer de tensions thermiques pendant la cuisson, car elles pourraient provoquer des fentes. Ceci peut être évité en réglant l'accroissement thermique et la vitesse de refroidissement tout comme dans le cas de la sintérisation.



## Index des produits

<b>Systèmes de CAD/CAM ouverts Ø98</b> .....	<b>12</b>
Zircone blanche .....	12
Crystal .....	12
Diamond .....	14
Brilliant .....	16
Glass .....	17
Zircone pré-colorée .....	18
Coral .....	18
Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances .....	22
Coral Layer .....	22
Brilliant Layer .....	26
Glass Layer .....	32
Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance .....	36
Glacier Layer .....	36
Résine .....	40
PM .....	40
Résine avec plusieurs nuances .....	42
PM+ Layer .....	42
Cire .....	43
Beige .....	43
Cobalt-chrome .....	44
CCW .....	44
Titane .....	45
T5W .....	45
<b>Systèmes de CAD/CAM ouverts Ø95</b> .....	<b>46</b>
Zircone blanche .....	46
Crystal .....	46
Diamond .....	47
Brilliant .....	49

Glass .....	50
Zircone pré-colorée .....	51
Coral .....	51
Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances .....	56
Coral Layer .....	56
Brilliant Layer .....	60
Glass Layer .....	64
Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance .....	68
Glacier Layer .....	68
Résine .....	72
PM .....	72
Résine avec plusieurs nuances .....	74
PM+ Layer .....	74
Cire .....	75
Beige .....	75
Cobalt-chrome .....	76
CCZ .....	76
Titane .....	77
T5Z .....	77
Fraises .....	78
Zircone .....	78
Résine .....	79
<b>Systèmes de fraisage manuel .....</b>	<b>80</b>
Zircone blanche .....	80
Crystal .....	80
Diamond .....	81

**Zircone blanche****Crystal****Crystal**

**BionZ CW 98/10**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO240W  
**116,00 €**



**BionZ CW 98/14 S**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO260W  
**143,00 €**



**BionZ CW 98/10 CIP**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO241W  
**131,00 €**



**BionZ CW 98/14 S CIP**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO261W  
**158,00 €**



**BionZ CW 98/12 S**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO250W  
**134,00 €**



**BionZ CW 98/16 S**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO270W  
**161,00 €**



**BionZ CW 98/12 S CIP**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO251W  
**149,00 €**



**BionZ CW 98/16 S CIP**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO271W  
**176,00 €**

## Zircone blanche

### Crystal



**BionZ CW 98/18 S**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO280W  
**179,00 €**



**BionZ CW 98/18 S CIP**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO281W  
**194,00 €**



**BionZ CW 98/20 S**  
D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO290W  
**188,00 €**



**BionZ CW 98/20 S CIP**  
D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO291W  
**203,00 €**

### Crystal



**BionZ CW 98/22 S**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO300W  
**219,00 €**



**BionZ CW 98/22 S CIP**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO301W  
**234,00 €**



**BionZ CW 98/26 S CIP**  
D98 x 26  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO421W  
**250,00 €**



**BionZ CW 98/30 S CIP**  
D98 x 30  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZCO431W  
**286,00 €**

**Zircone blanche****Diamond****Diamond**

**BionZ DW 98/10**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO240W  
**154,00 €**



**BionZ DW 98/14 S**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO260W  
**190,00 €**



**BionZ DW 98/10 CIP**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO241W  
**169,00 €**



**BionZ DW 98/14 S CIP**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO261W  
**205,00 €**



**BionZ DW 98/12 S**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO250W  
**178,00 €**



**BionZ DW 98/16 S**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO270W  
**214,00 €**



**BionZ DW 98/12 S CIP**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO251W  
**193,00 €**



**BionZ DW 98/16 S CIP**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO271W  
**229,00 €**

## Zircone blanche

### Diamond



**BionZ DW 98/18 S**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO280W  
**238,00 €**



**BionZ DW 98/18 S CIP**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO281W  
**253,00 €**



**BionZ DW 98/20 S**  
D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO290W  
**250,00 €**



**BionZ DW 98/20 S CIP**  
D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO291W  
**265,00 €**

### Diamond



**BionZ DW 98/22 S**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO300W  
**292,00 €**



**BionZ DW 98/22 S CIP**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO301W  
**307,00 €**



**BionZ DW 98/26 S CIP**  
D98 x 26  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO421W  
**341,00 €**



**BionZ DW 98/30 S CIP**  
D98 x 30  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZDO431W  
**390,00 €**

**Zircone blanche****Brilliant****BionZ BW 98/14 S**

D98 x 14

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBO260W

**190,00 €****BionZ BW 98/16 S**

D98 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBO270W

**214,00 €****BionZ BW 98/18 S**

D98 x 18

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBO280W

**238,00 €****BionZ BW 98/22 S**

D98 x 22

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBO300W

**292,00 €**



## Zircone blanche

### Glass

### Glass



**BionZ GW 98/10 CIP**  
 D98 x 10  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0241W  
**174,00 €**



**BionZ GW 98/18 S CIP**  
 D98 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0281W  
**258,00 €**



**BionZ GW 98/12 S CIP**  
 D98 x 12  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0251W  
**198,00 €**



**BionZ GW 98/20 S CIP**  
 D98 x 20  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0291W  
**270,00 €**



**BionZ GW 98/14 S CIP**  
 D98 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0261W  
**210,00 €**



**BionZ GW 98/22 S CIP**  
 D98 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0301W  
**312,00 €**



**BionZ GW 98/16 S CIP**  
 D98 x 16  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0271W  
**234,00 €**



**BionZ GW 98/26 S CIP**  
 D98 x 26  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0421W  
**346,00 €**

## ■ Zircone pré-colorée

## ■ Coral AO

## ■ Coral A1



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade AO**  
 D98 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR261OWC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A1**  
 D98 x 12  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR251IWC  
**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A1**  
 D98 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR261IWC  
**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade AO**  
 D98 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR281OWC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A1**  
 D98 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR281IWC  
**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade AO**  
 D98 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR301OWC  
**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A1**  
 D98 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR301IWC  
**312,00 €**

**Zircone pré-colorée**

**Coral A2**

**Coral A3**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A2**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2512WC

**198,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade A3**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2513WC

**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2612WC

**210,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A3**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2613WC

**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2812WC

**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A3**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2813WC

**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3012WC

**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A3**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3013WC

**312,00 €**

## ■ Zircone pré-colorée

## ■ Coral A3,5

## ■ Coral B2


**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade A3,5**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2614WC

**210,00 €**


**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade B2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2622WC

**210,00 €**


**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade A3,5**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2814WC

**258,00 €**


**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade B2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2822WC

**258,00 €**


**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade A3,5**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3014WC

**312,00 €**


**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade B2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3022WC

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée**

**Coral C3**

**Coral D2**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade C3**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2533WC

**198,00 €**



**BionZ RW 98/12 S CIP  
Shade D2**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2542WC

**198,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade C3**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2633WC

**210,00 €**



**BionZ RW 98/14 S CIP  
Shade D2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2642WC

**210,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade C3**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2833WC

**258,00 €**



**BionZ RW 98/18 S CIP  
Shade D2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR2842WC

**258,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade C3**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3033WC

**312,00 €**



**BionZ RW 98/22 S CIP  
Shade D2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR3042WC

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2611W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2612W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2811W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2812W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3011W

**312,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3012W

**312,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Coral Layer A3

### Coral Layer A3,5



#### BionZ Layer RW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2613W

**210,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/14 S Shade A3,5

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2614W

**210,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2813W

**258,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/18 S Shade A3,5

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2814W

**258,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3013W

**312,00 €**

**■ Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2622W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2632W

**210,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2822W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2832W

**258,00 €****BionZ Layer RW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3022W

**312,00 €**



## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Coral Layer C3

### Coral Layer D2



#### BionZ Layer RW 98/14 S Shade C3

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2633W

**210,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/14 S Shade D2

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2642W

**210,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/18 S Shade C3

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2833W

**258,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/18 S Shade D2

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL2842W

**258,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/22 S Shade C3

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3033W

**312,00 €**



#### BionZ Layer RW 98/22 S Shade D2

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL3042W

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances**
**Brilliant Layer A1**
**Brilliant Layer A2**

**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A1**

 D98 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL2611W

**205,00 €**

**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A2**

 D98 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL2612W

**205,00 €**

**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade A2**

 D98 x 16  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL2712W

**229,00 €**

**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A1**

 D98 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL2811W

**253,00 €**

**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A2**

 D98 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL2812W

**253,00 €**

**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A1**

 D98 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL3011W

**307,00 €**

**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A2**

 D98 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL3012W

**307,00 €**

**BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade A2**

 D98 x 25  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZBL4112W

**340,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Brilliant Layer A3

### Brilliant Layer A3,5



**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A3**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2613W

**205,00 €**



**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade A3,5**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2614W

**205,00 €**



**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade A3**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2713W

**229,00 €**



**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade A3,5**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2714W

**229,00 €**



**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A3**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2813W

**253,00 €**



**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade A3,5**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2814W

**253,00 €**



**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A3**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3013W

**307,00 €**



**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade A3,5**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3014W

**307,00 €**



**BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade A3**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL4113W

**340,00 €**



**BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade A3,5**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL4114W

**340,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Brilliant Layer B1****Brilliant Layer B2****BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade B1**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2721W

**229,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade B1**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2821W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade B1**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3021W

**307,00 €****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2622W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2822W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3022W

**307,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Brilliant Layer C2

### Brilliant Layer C3



**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2632W

**205,00 €**



**BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade C3**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2633W

**205,00 €**



**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade C2**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2732W

**229,00 €**



**BionZ Layer BW 98/16 S  
Shade C3**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2733W

**229,00 €**



**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2832W

**253,00 €**



**BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade C3**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL2833W

**253,00 €**



**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade C2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3032W

**307,00 €**



**BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade C3**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL3033W

**307,00 €**



**BionZ Layer BW 98/25 S  
Shade C2**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL4132W

**340,00 €**

**■ Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****■ Brilliant Layer D2****BionZ Layer BW 98/14 S  
Shade D2**

D98 x 14

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBL2642W

**205,00 €****BionZ Layer BW 98/18 S  
Shade D2**

D98 x 18

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBL2842W

**253,00 €****BionZ Layer BW 98/22 S  
Shade D2**

D98 x 22

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZBL3042W

**307,00 €**



**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2611W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2612W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2811W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2812W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3011W

**312,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3012W

**312,00 €**



## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Glass Layer A3

### Glass Layer B2



#### BionZ Layer GW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2613W

**210,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/14 S Shade B2

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2622W

**210,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2813W

**258,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/18 S Shade B2

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2822W

**258,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3013W

**312,00 €**



#### BionZ Layer GW 98/22 S Shade B2

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3022W

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade C3**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2633W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/14 S  
Shade D2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2642W

**210,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade C3**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2833W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/18 S  
Shade D2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL2842W

**258,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade C3**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3033W

**312,00 €****BionZ Layer GW 98/22 S  
Shade D2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL3042W

**312,00 €**



■ **Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade A1**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2511W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade A2**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2512W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade A1**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2611W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade A2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2612W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade A1**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2811W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade A2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2812W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade A1**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3011W

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade A2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3012W

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/25 S  
Shade A2**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL4112W

**340,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance

### ■ Glacier Layer A3

### ■ Glacier Layer A3,5



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade A3

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2513W

**193,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade A3,5

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2514W

**193,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade A3

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2613W

**205,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade A3,5

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2614W

**205,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade A3

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2813W

**253,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade A3,5

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2814W

**253,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade A3

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3013W

**307,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade A3,5

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3014W

**307,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/25 S Shade A3

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL4113W

**340,00 €**



#### BionZ Layer AW 98/25 S Shade A3,5

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL4114W

**340,00 €**

■ **Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance**

■ **Glacier Layer B2**

■ **Glacier Layer C2**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade B2**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2522W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/12 S  
Shade C2**

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2532W

**193,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade B2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2622W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/14 S  
Shade C2**

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2632W

**205,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade B2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2822W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/18 S  
Shade C2**

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2832W

**253,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade B2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3022W

**307,00 €**



**BionZ Layer AW 98/22 S  
Shade C2**

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3032W

**307,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance

### ■ Glacier Layer C3

### ■ Glacier Layer D2



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade C3

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2533W

193,00 €



#### BionZ Layer AW 98/12 S Shade D2

D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2542W

193,00 €



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade C3

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2633W

205,00 €



#### BionZ Layer AW 98/14 S Shade D2

D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2642W

205,00 €



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade C3

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2833W

253,00 €



#### BionZ Layer AW 98/18 S Shade D2

D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL2842W

253,00 €



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade C3

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3033W

307,00 €



#### BionZ Layer AW 98/22 S Shade D2

D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL3042W

307,00 €

**■ Résine****■ PM A1****■ PM A2****BionPV PM/A1 98/16 S**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3116W

**85,00 €****BionPV PM/A2 98/16 S**

D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3216W

**85,00 €****BionPV PM/A1 98/20 S**

D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3120W

**95,00 €****BionPV PM/A2 98/20 S**

D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3220W

**95,00 €****BionPV PM/A1 98/25 S**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3125W

**100,00 €****BionPV PM/A2 98/25 S**

D98 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM3225W

**100,00 €**



## ■ Résine

### ■ PM A3



#### **BionPV PM/A3 98/16 S**

D98 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM3316W

**85,00 €**



#### **BionPV PM/A3 98/20 S**

D98 x 20

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM3320W

**95,00 €**



#### **BionPV PM/A3 98/25 S**

D98 x 25

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM3325W

**100,00 €**

■ Résine avec plusieurs nuances

■ PM+ Layer A2



**BionPV PM+ Layer A2 98/16 S**

D98 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPMPL3216W

**95,00 €**



**BionPV PM+ Layer A2 98/20 S**

D98 x 20

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPMPL3220W

**105,00 €**

■ Cire

■ Beige



**BionW 98/16 S**

**Shade Beige**

D98 x 16

Nombre de piéces : 1

Num. d'art. : BWM3116W

**19,00 €**



**BionW 98/20 S**

**Shade Beige**

D98 x 20

Nombre de piéces : 1

Num. d'art. : BWM3120W

**23,00 €**

**■ Cobalt-chrome****■ CCW****■ CCW**

**BionMET CCW 98/10**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0240W  
**162,00 €**



**BionMET CCW 98/18 S**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0280W  
**262,00 €**



**BionMET CCW 98/12 S**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0250W  
**187,00 €**



**BionMET CCW 98/22 S**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0300W  
**312,00 €**



**BionMET CCW 98/14 S**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0260W  
**212,00 €**



**BionMET CCW 98/16 S**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0270W  
**237,00 €**

 Titane T5W T5W

**BionMET T5W 98/10**  
D98 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0240W  
**77,00 €**



**BionMET T5W 98/18 S**  
D98 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0280W  
**132,00 €**



**BionMET T5W 98/12 S**  
D98 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0250W  
**87,00 €**



**BionMET T5W 98/20 S**  
D98 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0290W  
**147,00 €**



**BionMET T5W 98/14 S**  
D98 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0260W  
**97,00 €**



**BionMET T5W 98/22 S**  
D98 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0300W  
**152,00 €**



**BionMET T5W 98/16 S**  
D98 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0270W  
**117,00 €**

**Zircone blanche****Crystal****BionZ CZ 95/10**

D95 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0500Z

**116,00 €****Crystal****BionZ CZ 95/18**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0540Z

**179,00 €****BionZ CZ 95/12**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0510Z

**134,00 €****BionZ CZ 95/22**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0560Z

**219,00 €****BionZ CZ 95/14**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0520Z

**143,00 €****BionZ CZ 95/25 CIP**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0570Z

**245,00 €****BionZ CZ 95/16**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZC0530Z

**161,00 €**

**Zircone blanche****Diamond****BionZ DZ 95/10**

D95 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0500Z

**154,00 €****BionZ DZ 95/10 CIP**

D95 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0500ZC

**169,00 €****BionZ DZ 95/12**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0510Z

**178,00 €****BionZ DZ 95/12 CIP**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0510ZC

**193,00 €****Diamond****BionZ DZ 95/14**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0520Z

**190,00 €****BionZ DZ 95/14 CIP**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0520ZC

**205,00 €****BionZ DZ 95/16**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0530Z

**214,00 €****BionZ DZ 95/16 CIP**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZD0530ZC

**229,00 €**

 **Zircone blanche** **Diamond****BionZ DZ 95/18**

D95 x 18

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0540Z

**238,00 €****BionZ DZ 95/18 CIP**

D95 x 18

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0540ZC

**253,00 €****BionZ DZ 95/22**

D95 x 22

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0560Z

**292,00 €****BionZ DZ 95/22 CIP**

D95 x 22

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0560ZC

**307,00 €** **Diamond****BionZ DZ 95/25 CIP**

D95 x 25

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0570Z

**325,00 €****BionZ DZ 95/30 CIP**

D95 x 30

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0590Z

**390,00 €**



**Zircone blanche****Brilliant****BionZ BZ 95/14**

D95 x 14

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZB0520Z

**190,00 €****BionZ BZ 95/16**

D95 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZB0530Z

**214,00 €****BionZ BZ 95/18**

D95 x 18

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZB0540Z

**238,00 €****BionZ BZ 95/22**

D95 x 22

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZB0560Z

**292,00 €**

## ■ Zircone blanche

## ■ Glass


**BionZ GZ 95/10**

D95 x 10  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0500Z

**159,00 €**

## ■ Glass


**BionZ GZ 95/18**

D95 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0540Z

**243,00 €**


**BionZ GZ 95/12**

D95 x 12  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0510Z

**183,00 €**


**BionZ GZ 95/22**

D95 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0560Z

**297,00 €**


**BionZ GZ 95/14**

D95 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0520Z

**195,00 €**


**BionZ GZ 95/25 CIP**

D95 x 25  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0570Z

**330,00 €**


**BionZ GZ 95/16**

D95 x 16  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZG0530Z

**219,00 €**

**Zircone pré-colorée**

**Coral A1**

**Coral A2**



**BionZ RZ 95/12 CIP  
Shade A1**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5111Z  
**198,00 €**



**BionZ RZ 95/12 CIP  
Shade A2**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5112Z  
**198,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP  
Shade A1**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5211Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP  
Shade A2**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5212Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP  
Shade A1**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5411Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP  
Shade A2**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5412Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP  
Shade A1**  
D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5611Z  
**312,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP  
Shade A2**  
D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5612Z  
**312,00 €**

■ Zircone pré-colorée

■ Coral A3

■ Coral A3,5



**BionZ RZ 95/12 CIP**  
**Shade A3**  
 D95 x 12  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5113Z  
**198,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP**  
**Shade A3**  
 D95 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5213Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP**  
**Shade A3,5**  
 D95 x 14  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5214Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP**  
**Shade A3**  
 D95 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5413Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP**  
**Shade A3,5**  
 D95 x 18  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5414Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP**  
**Shade A3**  
 D95 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5613Z  
**312,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP**  
**Shade A3,5**  
 D95 x 22  
 Nombre de pièces : 1  
 Num. d'art. : BZR5614Z  
**312,00 €**

**Zircone pré-colorée**

**Coral B2**

**Coral C3**



**BionZ RZ 95/12 CIP  
Shade B2**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5122Z

**198,00 €**



**BionZ RZ 95/12 CIP  
Shade C3**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5133Z

**198,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP  
Shade B2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5222Z

**210,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP  
Shade C3**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5233Z

**210,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP  
Shade B2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5422Z

**258,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP  
Shade C3**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5433Z

**258,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP  
Shade B2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5622Z

**312,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP  
Shade C3**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5633Z

**312,00 €**

## ■ Zircone pré-colorée

### ■ Coral D2



**BionZ RZ 95/12 CIP**  
**Shade D2**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5142Z  
**198,00 €**



**BionZ RZ 95/14 CIP**  
**Shade D2**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5242Z  
**210,00 €**



**BionZ RZ 95/18 CIP**  
**Shade D2**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5442Z  
**258,00 €**



**BionZ RZ 95/22 CIP**  
**Shade D2**  
D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZR5642Z  
**312,00 €**



**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL521IZ

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5212Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL541IZ

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5412Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL561IZ

**312,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5612Z

**312,00 €**



## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Coral Layer A3

### Coral Layer A3,5



#### BionZ Layer RZ 95/14 Shade A3

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5213Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/14 Shade A3,5

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5214Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/18 Shade A3

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5413Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/18 Shade A3,5

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5414Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/22 Shade A3

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5613Z

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade B2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5222Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/14  
Shade C2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5232Z

**210,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade B2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5422Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/18  
Shade C2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5432Z

**258,00 €****BionZ Layer RZ 95/22  
Shade B2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5622Z

**312,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Coral Layer C3

### Coral Layer D2



#### BionZ Layer RZ 95/14 Shade C3

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5233Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/14 Shade D2

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5242Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/18 Shade C3

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5433Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/18 Shade D2

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5442Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/22 Shade C3

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5633Z

**312,00 €**



#### BionZ Layer RZ 95/22 Shade D2

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZRL5642Z

**312,00 €**

**Zircono pré-colorée avec plusieurs nuances**
**Brilliant Layer A1**
**Brilliant Layer A2**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL521IZ

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5212Z

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade A2**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5312Z

**229,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL541IZ

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5412Z

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL561IZ

**307,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5612Z

**307,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade A2**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5712Z

**340,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Brilliant Layer A3

### Brilliant Layer A3,5



**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A3**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5213Z

**205,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade A3,5**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5214Z

**205,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade A3**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5313Z

**229,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade A3,5**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5314Z

**229,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A3**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5413Z

**253,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade A3,5**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5414Z

**253,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A3**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5613Z

**307,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade A3,5**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5614Z

**307,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade A3**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5713Z

**340,00 €**



**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade A3,5**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5714Z

**340,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances**
**Brilliant Layer B2**
**Brilliant Layer C2**

**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade B2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5222Z

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/14  
Shade C2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5232Z

**205,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/16  
Shade C2**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5332Z

**229,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade B2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5422Z

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/18  
Shade C2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5432Z

**253,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade B2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5622Z

**307,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/22  
Shade C2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5632Z

**307,00 €**


**BionZ Layer BZ 95/25  
Shade C2**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5732Z

**340,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Brilliant Layer C3



#### BionZ Layer BZ 95/14 Shade C3

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5233Z

**205,00 €**

### Brilliant Layer D2



#### BionZ Layer BZ 95/14 Shade D2

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5242Z

**205,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/18 Shade C3

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5433Z

**253,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/18 Shade D2

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5442Z

**253,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/22 Shade C3

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5633Z

**307,00 €**



#### BionZ Layer BZ 95/22 Shade D2

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZBL5642Z

**307,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade A1**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5211Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade A2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5212Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade A1**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5411Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade A2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5412Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade A1**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5611Z

**312,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade A2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5612Z

**312,00 €**



## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances

### Glass Layer A3

### Glass Layer B2



#### BionZ Layer GZ 95/14 Shade A3

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5213Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer GZ 95/14 Shade B2

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5222Z

**210,00 €**



#### BionZ Layer GZ 95/18 Shade A3

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5413Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer GZ 95/18 Shade B2

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5422Z

**258,00 €**



#### BionZ Layer GZ 95/22 Shade A3

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5613Z

**312,00 €**



#### BionZ Layer GZ 95/22 Shade B2

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5622Z

**312,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances****Glass Layer C3****Glass Layer D2****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade C3**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5233Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/14  
Shade D2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5242Z

**210,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade C3**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5433Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/18  
Shade D2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5442Z

**258,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade C3**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5633Z

**312,00 €****BionZ Layer GZ 95/22  
Shade D2**

D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZGL5642Z

**312,00 €**



■ **Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A1**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5111Z  
**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/12  
Shade A2**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5112Z  
**193,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A1**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5211Z  
**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/14  
Shade A2**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5212Z  
**205,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A1**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5411Z  
**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/18  
Shade A2**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5412Z  
**253,00 €**



**BionZ Layer AZ 95/25  
Shade A2**  
D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5712Z  
**340,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance

### ■ Glacier Layer A3

### ■ Glacier Layer A3,5



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade A3**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5113Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade A3,5**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5114Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade A3**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5213Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade A3,5**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5214Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade A3**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5413Z

**253,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade A3,5**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5414Z

**253,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/25 Shade A3**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5713Z

**340,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/25 Shade A3,5**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5714Z

**340,00 €**

**Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance****■ Glacier Layer B2****■ Glacier Layer C2****BionZ Layer AZ 95/12  
Shade B2**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5122Z

**193,00 €****BionZ Layer AZ 95/12  
Shade C2**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5132Z

**193,00 €****BionZ Layer AZ 95/14  
Shade B2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5222Z

**205,00 €****BionZ Layer AZ 95/14  
Shade C2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5232Z

**205,00 €****BionZ Layer AZ 95/18  
Shade B2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5422Z

**253,00 €****BionZ Layer AZ 95/18  
Shade C2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5432Z

**253,00 €**

## Zircone pré-colorée avec plusieurs nuances et degrés de translucidité et résistance

### ■ Glacier Layer C3

### ■ Glacier Layer D2



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade C3**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5133Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/12 Shade D2**

D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5142Z

**193,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade C3**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5233Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/14 Shade D2**

D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5242Z

**205,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade C3**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5433Z

**253,00 €**



#### **BionZ Layer AZ 95/18 Shade D2**

D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BZAL5442Z

**253,00 €**

**■ Résine****■ PM A1****BionPV PM/A1 95/16**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7116Z

**85,00 €****BionPV PM/A1 95/20**

D95 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7120Z

**95,00 €****BionPV PM/A1 95/25**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7125Z

**100,00 €****■ PM A2****BionPV PM/A2 95/16**

D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7216Z

**85,00 €****BionPV PM/A2 95/20**

D95 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7220Z

**95,00 €****BionPV PM/A2 95/25**

D95 x 25  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BPM7225Z

**100,00 €**



**■ Résine****■ PM A3****BionPV PM/A3 95/16**

D95 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM7316Z

**85,00 €****BionPV PM/A3 95/20**

D95 x 20

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM7320Z

**95,00 €****BionPV PM/A3 95/25**

D95 x 25

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPM7325Z

**100,00 €**

■ Résine avec plusieurs nuances

■ PM+ Layer A2



**BionPV PM+ Layer A2 95/16**

D95 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPMPL7216Z

**95,00 €**



**BionPV PM+ Layer A2 95/20**

D95 x 20

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BPMPL7220Z

**105,00 €**

■ Cire

■ Beige



**BionW 95/16**  
**Shade Beige**

D95 x 16

Nombre de piéces : 1

Num. d'art. : BWM7116Z

**19,00 €**



**BionW 95/20**  
**Shade Beige**

D95 x 20

Nombre de piéces : 1

Num. d'art. : BWM7120Z

**23,00 €**

**Cobalt-chrome****CCZ**

**BionMET CCZ 95/10**  
D95 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0500Z  
**162,00 €**



**BionMET CCZ 95/18**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0540Z  
**262,00 €**



**BionMET CCZ 95/12**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0510Z  
**187,00 €**



**BionMET CCZ 95/22**  
D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0560Z  
**312,00 €**



**BionMET CCZ 95/14**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0520Z  
**212,00 €**



**BionMET CCZ 95/16**  
D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTC0530Z  
**237,00 €**

 Titane T5Z

**BionMET T5Z 95/10**  
D95 x 10  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0500Z  
**77,00 €**



**BionMET T5Z 95/18**  
D95 x 18  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0540Z  
**132,00 €**



**BionMET T5Z 95/12**  
D95 x 12  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0510Z  
**87,00 €**



**BionMET T5Z 95/20**  
D95 x 20  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0550Z  
**147,00 €**



**BionMET T5Z 95/14**  
D95 x 14  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0520Z  
**97,00 €**



**BionMET T5Z 95/22**  
D95 x 22  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0560Z  
**152,00 €**



**BionMET T5Z 95/16**  
D95 x 16  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BTE0530Z  
**117,00 €**

 **Fraises** **Zircone****BionA 2 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1140L

**29,00 €****BionA 0,6 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1150A

**29,00 €****BionA 1,5 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1160A

**29,00 €****BionA 0,5 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1120L

**29,00 €****BionA 1 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1130L

**29,00 €****BionA 0,3 mm**

Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1110L

**29,00 €**

**Fraises****Résine**

**BionA 2 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF124OL  
**29,00 €**



**BionA 0,6 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1250A  
**29,00 €**



**BionA 1,5 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1260A  
**29,00 €**



**BionA 0,5 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1220L  
**29,00 €**



**BionA 1 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1230L  
**29,00 €**



**BionA 0,3 mm PV**  
Nombre de pièces : 1  
Num. d'art. : BAF1210L  
**29,00 €**

**Zircone blanche****Crystal****BionZ CM 60/16**

25 x 60 x 16

Nombre de pièces : 3

Num. d'art. : BZCO130M

**144,00 €****BionZ CM 60/20**

25 x 60 x 20

Nombre de pièces : 3

Num. d'art. : BZCO140M

**165,00 €****BionZ CM 44/20**

44 x 88 x 20

Nombre de pièces : 2

Num. d'art. : BZCO320M

**198,00 €****BionZ CM 88/16**

88 x 88 x 16

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZCO330M

**155,00 €**



## ■ Zircone blanche

### ■ Diamond



#### **BionZ DM 60/16**

25 x 60 x 16

Nombre de pièces : 3

Num. d'art. : BZD0130M

**195,00 €**



#### **BionZ DM 88/20**

88 x 88 x 20

Nombre de pièces : 1

Num. d'art. : BZD0340M

**238,00 €**

 **Notes**

---

 **Notes**



Tel +39 0474 370 350  
Fax +39 0474 370 351  
info@bionah.com  
www.bionah.com

