



PRODUKTKATALOG

Unsere Materialien

Zirkon

Zirkon – BionZ Crystal

Die transluzente Zirkonkeramik BionZ Crystal dient der Anfertigung von reduzierten zahntechnischen Restaurationen, welche mit Keramik verblendet werden können. Die Biegefestigkeit dieses Materials liegt bei 1400 MPa und erlaubt somit die Anfertigung von Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers und sogar vollzirkulären okklusal verschraubten Brücken.

Zirkon – BionZ Diamond

BionZ Diamond ist ein hochgradig transluzentes Zirkonmaterial mit einer äußerst natürlichen Ästhetik. Die hohe Biegefestigkeit von BionZ Diamond (ca. 1050–1250 MPa) ermöglicht die Anfertigung von vollanatomischen Restaurationen. Die möglichen Anwendungen umfassen alle gängigen zahntechnischen Restaurationen, wie z. B. Kronen, Inlays, Onlays, Veneers, inklusive vollzirkulärer okklusal verschraubter Brücken. Durch das Weglassen von Verblendkeramiken werden Keramikabplatzungen ausgeschlossen.

Zirkon – BionZ Brilliant

Das Zirkonmaterial BionZ Brilliant ist besonders transluzent und biegefest zugleich. Es kann daher für jede Art der Versorgung, aber insbesondere für großspannige Brücken genutzt werden. Die Zirkonstrukturen sind monolithisch oder reduziert für die Verblendung mit Keramik gestaltbar.

Zirkon – BionZ Glass

BionZ Glass ist eine höchst lichtdurchlässige und ästhetische Zirkonkeramik mit einer im Vergleich dazu außergewöhnlich hohen Biegefestigkeit (~ 600 MPa). BionZ Glass ist das ideale Material für die Anfertigung von bis zu dreigliedrigen Frontzahnrestaurationen, wie Facetten oder kleinen Brücken. Das Material kann monolithisch oder reduziert verarbeitet werden.

Zirkon – BionZ Coral

BionZ Coral ist ein vorkoloriertes Zirkonmaterial für die Produktion von monolithischen oder reduzierten Zahnrestaurationen. Die Rohlinge sind vorkoloriert in den gängigsten Farbabstufungen der Vita-Farbskala erhältlich. BionZ Coral wird ohne Einfärben direkt gesintert.

Zirkon – BionZ Coral Layer

BionZ Coral Layer ist ein mehrschichtiges vorkoloriertes Zirkonmaterial für die Produktion von monolithischen oder reduzierten Zahnrestaurationen. Die Rohlinge werden bereits beim Herstellungsprozess mehrschichtig voreingefärbt und sind in den gängigsten Farbabstufungen der Vita-Farbskala erhältlich. BionZ Coral Layer kann damit ohne manuelles Einfärben direkt gesintert werden.

Zirkon – BionZ Brilliant Layer

BionZ Brilliant Layer wird als Variante des Zirkons BionZ Brilliant bei der Herstellung bereits in den gängigsten VITA-Tönen mehrschichtig voreingefärbt. Das Material muss somit vor dem Sintern nicht mehr manuell koloriert werden. Durch die ideale Kombination aus sehr hohen Transluzenz- und Biegefestigkeitswerten kann dieses Material für jede Versorgungsart verwendet werden.

Zirkon – BionZ Glass Layer

BionZ Glass Layer wird als Variante des Zirkons BionZ Glass bei der Herstellung bereits mehrschichtig vorkoloriert. Das Material muss somit vor dem Sintern nicht mehr per Hand eingefärbt werden. Es ist in den gängigsten VITA-Tönen erhältlich. Ebenso wie BionZ Glass eignet sich BionZ Glass Layer für kleinere Zirkonstrukturen (z. B. Facetten und Brücken mit maximal 3 Gliedern) im Frontzahnbereich.

Zirkon – BionZ Glacier Layer

Mehrschichtiges vorkoloriertes Zirkonmaterial mit unterschiedlichen Graden an Transluzenz und Festigkeit (570–1050 Mpa). Die Transluzenz ist im inzisalen Bereich des Zahns am stärksten, während die Festigkeit im zervikalen Bereich am höchsten ist. Geeignet für die Produktion von monolithischen Zahnrestorationen. Durch die mehrschichtige Vorkolorierung muss das Material vor dem Sintern nicht mehr per Hand eingefärbt werden.

Alle unsere Produkte werden in Europa
hergestellt und entsprechen den
neuestens Standards

Kunststoff

Kunststoff – BionPV PM

BionPV PM dient zur Herstellung von Einzelkronen bis hin zu weitspannigen 14-gliedrigen Brücken als Kurzzeitprovisorien. BionPV PM ist in den gängigen Vita-Farbtönen erhältlich.

Kunststoff – BionPV PM+ Layer

BionPV PM+ Layer ist besonders widerstandsfähig und biegefest. Er dient zur Herstellung von Einzelkronen bis hin zu weitspannigen, 14-gliedrigen Brücken und kann für Kurz- und Langzeitprovisorien eingesetzt werden. Der Kunststoff ist bereits mehrschichtig voreingefärbt und in den gängigen Vita-Farbtönen erhältlich.

Metall

Cobalt-Chrom – BionMET

BionMET verfügt über eine hohe Festigkeit und ein hohes Elastizitätsmodul, kann einfach gestaltet werden und bietet ästhetisch sehr ansprechende Ergebnisse. Es eignet sich ideal für Einzelkronen, Inlays, Onlays und Overlays bis hin zu weitspannigen Brücken.

Titan – BionMET

Die hervorragende Biokompatibilität ist der große Pluspunkt von BionMET. Restaurationen aus BionMET sind funktional und in hohem Maße ästhetisch. Das Indikationsspektrum umfasst Metallgerüste zur Verblendung mit Keramik sowie Steg- und Implantatkonstruktionen.

Wachs

Wachs – BionW

Das rückstandslos ausbrennbare Wachs kann sowohl für Metallguss- als auch Presstechnik verwendet werden. Das Material ist sehr einfach zerspanbar.

Weiterführende Informationen

Begriffsklärung Zirkon

Zirkon

Zirkon ist ein Mineral mit kristallinem Aufbau, dabei handelt es sich im eigentlichen Sinn um Zirkoniumsilikat ($ZrSiO_4$), welches in der Erdkruste häufig zu finden ist. Zirkoniumsilikat wird unter anderem in der Schmuckindustrie als Ersatzedelstein für Diamanten sowie zur Herstellung des Metalls Zirkonium verwendet. Der Begriff Zirkon wird in der Zahntechnik vereinfacht für den Dentalwerkstoff Zirkoniumdioxid verwendet.

Zirkonium

Zirkonium, ein silberfarbenes Metall, wird aus dem obengenannten Zirkoniumsilikat gewonnen. Es erinnert zwar aufgrund seines Aussehens an Stahl, ist aber im Gegensatz dazu ein weiches, biegsames Metall. In seiner reinen Form wird es außer zur Herstellung von Zirkoniumdioxid kaum eingesetzt.

Zirkonoxid

Die korrekte Bezeichnung, des in der Umgangssprache häufig verwendeten Begriffs Zirkonoxid lautet Zirkoniumdioxid (ZrO_2). Die Herstellung erfolgt durch ein aufwendiges, synthetisches Verfahren, bei welchem reines Zirkonium mit Sauerstoff angereichert wird. Durch dieses Oxidationsverfahren wird das Metall Zirkonium in die Keramik Zirkoniumdioxid (ZrO_2) überführt und kann daraufhin, zu Rohlingen gepresst, als Zahnersatzmaterial zum Einsatz kommen. Vereinfacht wird es in der Zahntechnik häufig als Zirkon bezeichnet.

BionZ – Zirkon


Von der Firma Bionah angebotene Zirkonoxid-Rohlinge zur Herstellung von Einzelkronen und Brücken. Es werden die Zirkonarten BionZ **Crystal**, BionZ **Diamond**, BionZ **Brilliant**, BionZ **Glass**, BionZ **Coral**, BionZ **Coral Layer**, BionZ **Brilliant Layer**, BionZ **Glass Layer** und BionZ **Glacier Layer** angeboten, die sich hinsichtlich ihrer Transluzenz und Festigkeit unterscheiden.

Materialeigenschaften Zirkon

Der Gitteraufbau

Zirkonoxid verfügt durch seinen kristallinen Gitteraufbau über hervorragende Eigenschaften. In Abhängigkeit der Temperatur weist Zirkonoxid verschiedene Gitterformen auf.

Bis 1170 °C bilden die Atome monokline Kristalle. Bei Temperaturen ab 1170 °C erfolgt eine Phasenumwandlung in die tetragonale Form. Diese Umwandlung hat eine Volumenreduktion von ca. 3–5% zur Folge. Ab 2370 °C geht die tetragonale Gitterstruktur in eine kubische Struktur über. Die höchste Festigkeit liegt bei tetragonaler Gitterform vor. Damit diese höchsten Festigkeitsausprägungen auch bei Raumtemperatur genutzt werden können, werden dem von Bionah angebotenen BionZ-Zirkon weitere Oxide, wie z. B. Yttriumoxid (Y_2O_3) zugefügt.



Die hydrothermale Alterung

Im Zuge der Festigkeitsdiskussion wird oft über Materialalterung gesprochen. Jeder Werkstoff unterliegt einer alterungsbedingten Materialermüdung, so auch das BionZ-Zirkonoxid.

Bei Zirkonoxid reagiert außerdem der zugesetzte Bestandteil Yttriumoxid in einer feuchtwarmen Umgebung mit Wasser und kann sich daher nicht mehr auf die Gefügestabilisierung auswirken. Um dieser Beeinträchtigung entgegenzuwirken, wird beim BionZ-Material ein geringer Prozentsatz Aluminiumoxid (Al_2O_3) zugesetzt.

Eine hydrothermale Alterung kann ausgeschlossen werden, da Zirkonoxid nur in „gekapselter Form“ in den Mund eingesetzt wird. Dabei wird der Kontakt zur Feuchtigkeit an der Gerüst-Außenseite durch das Verblenden und innenseitig durch Zement bzw. Kleber ausgeschlossen.

Der Selbstheilungseffekt

Der Vorteil von BionZ zu anderen keramischen Werkstoffen (wie z. B. Aluminiumoxid) liegt in der verhältnismäßig geringen Sprödigkeit.

Bildet sich ein Riss im Zirkonoxid, wird die Ausdehnung des Risses durch Gitterumwandlung von der tetragonalen zur monoklinen Struktur und der damit verbundenen Volumenvergrößerung verhindert. Man spricht hier von einer Art Selbstheilungseffekt.

Die Festigkeitswerte

Von den vielen Werten, welche die mechanischen Eigenschaften von Stoffen beschreiben, sind für die Zahntechnik nur einige wenige relevant.

Dies sind die Biegefestigkeit, der damit verbundene Wert des Weibull-Modul sowie der Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK).

Der Weibull-Modul-Wert beschreibt die Streuung der ermittelten Festigkeitswerte. Eine geringe Ausprägung des Weibull-Modul-Wertes deutet auf eine große Streuung der Festigkeitswerte hin. Ein hoher Wert lässt auf geringe Streuungsvarianz schließen. Der Weibull-Modul-Wert sollte daher immer in Kombination mit der Biegefestigkeit betrachtet werden. Ansonsten sind die angegebenen Biegefestigkeiten nicht ohne Weiteres vergleichbar. In Punkto Vergleichbarkeit sollte auch auf die unterschiedlichen Messmethoden (Biaxialbiegeversuch, 4-Punkt-Messung, 3-Punkt-Messung) zur Feststellung der Biegefestigkeit geachtet werden. So kann sowohl das Messverfahren als auch die Oberflächengüte Einfluss auf die Messergebnisse haben.


Eigenschaften des Zirkonmaterials

In Abhängigkeit von der Regelmäßigkeit der Kristallstruktur und der Legierungszusätze kann Zirkon unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Bionah bietet weiße und vorkolorierte Zirkone mit unterschiedlichen Eigenschaften an:

- o **BionZ Crystal:** transluzentes Zirkon (1200–1400 Mpa)
- o **BionZ Diamond:** hoch transluzentes Zirkon (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant:** besonders hoch transluzentes Zirkon (950–1150 Mpa)
- o **BionZ Glass:** höchst transluzentes Zirkon (600–620 Mpa)

- o **BionZ Coral:** vorkoloriertes Zirkon (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Coral Layer:** mehrschichtig vorkoloriertes Zirkon (1050–1250 Mpa)
- o **BionZ Brilliant Layer:** mehrschichtig vorkoloriertes besonders hoch transluzentes Zirkon (900–1050 Mpa)
- o **BionZ Glass Layer:** mehrschichtig vorkoloriertes höchst transluzentes Zirkon (570–600 Mpa)
- o **BionZ Glacier Layer:** mehrschichtiges vorkoloriertes Zirkon mit unterschiedlichen Graden an Transluzenz und Festigkeit (570–1050 Mpa)




Herstellungsverfahren


Der Rohstoff

Die Grundlage für qualitativ hochwertigen Zahnersatz ist die Verwendung von einwandfreiem Ausgangsmaterial. Bionah vertraut bei all seinen Produkten auf bewährte Lieferanten. Alle Produkte werden in Europa hergestellt und entsprechen den neuesten Standards.

Die Formgebung



Die Formgebung der Rohlinge hat großen Einfluss auf die Maßhaltigkeit der Gerüste. Durch die Tatsache, dass die Gerüste aus vorgesinterten Zirkonblöcken gefräst werden und eine nachfolgende Dichtsinterung mit einer einhergehenden Dimensionsreduktion von ca. 20–25% erforderlich ist, ist eine homogene Dichteverteilung in den Rohlingen Grundvoraussetzung. Diese homogene Dichteverteilung wird bei den Bionah-Rohlingen durch ein spezielles Uniaxial-Pressverfahren bzw. bei hohen Rohlingsformen durch isostatisches Pressen erzielt.



Verarbeitung

Die Farbgebung

Weißer Zirkon werden manuell mit Einfärbeflüssigkeiten bemalt. Strukturen aus den bereits vorkolorierten Layer-Zirkonen können nach dem Fräsen sofort ohne Bemalung gesintert werden. Eine Veränderung der Farbgebung ist wahlweise möglich.

Der Sinterprozess


Um die endgültige Festigkeit zu erreichen, müssen die Strukturen, die aus den vorgesinterten BionZ-Blöcken gefräst wurden, in einem Hochtemperaturofen erneut gesintert werden. Je nach Größe (bzw. Masse) der Gerüste müssen die Arbeiten mit einer Aufheizrate von 5 °C/min bis 10 °C/min bis auf 1450 °C (Glass, Glass Layer, Coral, Coral Layer), 1500 °C (Crystal, Brilliant, Brilliant Layer, Glacier Layer) bzw. 1550 °C (Diamond) hoch geheizt werden. Die Haltezeit beträgt dabei 120 Minuten. Die Abkühlung darf nicht zu schnell erfolgen (Abkühlrate ähnlich der Aufheizrate), da es sonst zu temperaturbedingter Rissbildung kommt.

Die Nachbearbeitung

BionZ Zirkonoxidgerüste können mit Diamantbearbeitungsinstrumenten nachträglich beschliffen bzw. abgetrennt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine punktuelle Überhitzung am Gerüst entsteht. Im Idealfall findet eine wassergekühlte Beschleifung statt. Die Gerüstoberfläche sollte so glatt wie möglich gestaltet werden, um jegliche Kerbwirkung durch Schleifspuren zu vermeiden. Ein Regenerationsbrand bei ca. 1170 °C wird empfohlen. Unter Laborbedingungen konnte damit eine geringe Festigkeitssteigerung festgestellt werden, welche sich jedoch in der Praxis nicht bemerkbar macht. Vorteilhaft wirkt sich außerdem das Polieren der Basalfläche des Gerüsts aus.

Der Keramikbrand

Auf Gerüsten aus BionZ Zirkonoxid können alle gängigen Schichtkeramiken für Zirkonoxid aufgebrannt werden. Lediglich bei der Brandführung sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu temperaturbedingten Spannungssprüngen kommt. Dies kann vermieden werden, indem die Aufheizrate bzw. Abkühlphase ähnlich gestaltet wird wie bei der Sinterung.



Produktverzeichnis

Offene CAD/CAM Systeme Ø 98	12
Zirkon weiß	12
Crystal	12
Diamond	14
Brilliant	16
Glass	17
Zirkon vorkoloriert	18
Coral	18
Zirkon mehrschichtig vorkoloriert	22
Coral Layer	22
Brilliant Layer	26
Glass Layer	32
Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit	36
Glacier Layer	36
Kunststoff einfarbig	40
PM	40
Kunststoff mehrschichtig	42
PM+ Layer	42
Wachs	43
Beige	43
Cobalt-Chrom	44
CCW	44
Titan	45
T5W	45
Offene CAD/CAM Systeme Ø 95	46
Zirkon weiß	46
Crystal	46
Diamond	47
Brilliant	49

Glass	50
Zirkon vorkoloriert	51
Coral	51
Zirkon mehrschichtig vorkoloriert	56
Coral Layer	56
Brilliant Layer	60
Glass Layer	64
Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit	68
Glacier Layer	68
Kunststoff einfarbig	72
PM	72
Kunststoff mehrschichtig	74
PM+ Layer	74
Wachs	75
Beige	75
Cobalt-Chrom	76
CCZ	76
Titan	77
T5Z	77
Fräser	78
Zirkon	78
Kunststoff	79
Manuelle Systeme	80
Zirkon weiß	80
Crystal	80
Diamond	81

 Zirkon weiß Crystal Crystal

BionZ CW 98/10
D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO240W
116,00 €



BionZ CW 98/14 S
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO260W
143,00 €



BionZ CW 98/10 CIP
D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO241W
131,00 €



BionZ CW 98/14 S CIP
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO261W
158,00 €



BionZ CW 98/12 S
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO250W
134,00 €



BionZ CW 98/16 S
D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO270W
161,00 €



BionZ CW 98/12 S CIP
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO251W
149,00 €



BionZ CW 98/16 S CIP
D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZCO271W
176,00 €

Zirkon weiß

Crystal

Crystal



BionZ CW 98/18 S
 D98 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0280W
179,00 €



BionZ CW 98/22 S
 D98 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0300W
219,00 €



BionZ CW 98/18 S CIP
 D98 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0281W
194,00 €



BionZ CW 98/22 S CIP
 D98 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0301W
234,00 €



BionZ CW 98/20 S
 D98 x 20
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0290W
188,00 €



BionZ CW 98/26 S CIP
 D98 x 26
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0421W
250,00 €



BionZ CW 98/20 S CIP
 D98 x 20
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0291W
203,00 €



BionZ CW 98/30 S CIP
 D98 x 30
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0431W
286,00 €

 Zirkon weiß Diamond Diamond

BionZ DW 98/10
D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0240W
154,00 €



BionZ DW 98/14 S
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0260W
190,00 €



BionZ DW 98/10 CIP
D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0241W
169,00 €



BionZ DW 98/14 S CIP
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0261W
205,00 €



BionZ DW 98/12 S
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0250W
178,00 €



BionZ DW 98/16 S
D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0270W
214,00 €



BionZ DW 98/12 S CIP
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0251W
193,00 €



BionZ DW 98/16 S CIP
D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0271W
229,00 €

Zirkon weiß

Diamond

Diamond



BionZ DW 98/18 S

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0280W

238,00 €



BionZ DW 98/22 S

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0300W

292,00 €



BionZ DW 98/18 S CIP

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0281W

253,00 €



BionZ DW 98/22 S CIP

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0301W

307,00 €



BionZ DW 98/20 S

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0290W

250,00 €



BionZ DW 98/26 S CIP

D98 x 26
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0421W

341,00 €



BionZ DW 98/20 S CIP

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0291W

265,00 €



BionZ DW 98/30 S CIP

D98 x 30
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0431W

390,00 €

 **Zirkon weiß** **Brilliant****BionZ BW 98/14 S**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0260W

190,00 €**BionZ BW 98/16 S**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0270W

214,00 €**BionZ BW 98/18 S**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0280W

238,00 €**BionZ BW 98/22 S**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0300W

292,00 €

Zirkon weiß**Glass****Glass****BionZ GW 98/10 CIP**

D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0241W

174,00 €**BionZ GW 98/18 S CIP**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0281W

258,00 €**BionZ GW 98/12 S CIP**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0251W

198,00 €**BionZ GW 98/20 S CIP**

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0291W

270,00 €**BionZ GW 98/14 S CIP**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0261W

210,00 €**BionZ GW 98/22 S CIP**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0301W

312,00 €**BionZ GW 98/16 S CIP**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0271W

234,00 €**BionZ GW 98/26 S CIP**

D98 x 26
Stück: 1
Art.Nr.: BZG0421W

346,00 €

■ Zirkon vorkoloriert

■ Coral AO

■ Coral A1


**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade AO**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2610WC

210,00 €


**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A1**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2511WC

198,00 €


**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A1**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2611WC

210,00 €


**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade AO**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2810WC

258,00 €


**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A1**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2811WC

258,00 €


**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade AO**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3010WC

312,00 €


**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A1**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3011WC

312,00 €

Zirkon vorkoloriert**Coral A2****Coral A3**

**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A2**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2512WC
198,00 €



**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade A3**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2513WC
198,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A2**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2612WC
210,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A3**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2613WC
210,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A2**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2812WC
258,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A3**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2813WC
258,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A2**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3012WC
312,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A3**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3013WC
312,00 €

 **Zirkon vorkoloriert**
 **Coral A3,5**
 **Coral B2**

**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2614WC

210,00 €


**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade B2**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2522WC

198,00 €


**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade B2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2622WC

210,00 €


**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2814WC

258,00 €


**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade B2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2822WC

258,00 €


**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade A3,5**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3014WC

312,00 €


**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade B2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3022WC

312,00 €

Zirkon vorkoloriert**Coral C3****Coral D2**

**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade C3**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2533WC
198,00 €



**BionZ RW 98/12 S CIP
Shade D2**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2542WC
198,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade C3**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2633WC
210,00 €



**BionZ RW 98/14 S CIP
Shade D2**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2642WC
210,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade C3**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2833WC
258,00 €



**BionZ RW 98/18 S CIP
Shade D2**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR2842WC
258,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade C3**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3033WC
312,00 €



**BionZ RW 98/22 S CIP
Shade D2**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR3042WC
312,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2611W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2612W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2811W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2812W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3011W

312,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3012W

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2613W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade A3,5**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2614W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2813W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade A3,5**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2814W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade A3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3013W

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**■ Coral Layer B2****■ Coral Layer C2****BionZ Layer RW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2622W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade C2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2632W

210,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2822W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade C2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2832W

258,00 €**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3022W

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Coral Layer C3

■ Coral Layer D2



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2633W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2642W

210,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2833W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL2842W

258,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3033W

312,00 €



**BionZ Layer RW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL3042W

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Brilliant Layer A1

■ Brilliant Layer A2


**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A1**

 D98 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL2611W

205,00 €

**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A2**

 D98 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL2612W

205,00 €

**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade A2**

 D98 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL2712W

229,00 €

**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A1**

 D98 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL2811W

253,00 €

**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A2**

 D98 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL2812W

253,00 €

**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A1**

 D98 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL3011W

307,00 €

**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A2**

 D98 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL3012W

307,00 €

**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade A2**

 D98 x 25
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL4112W

340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Brilliant Layer A3****BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2613W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade A3**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2713W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2813W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3013W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade A3**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL4113W

340,00 €**Brilliant Layer A3,5****BionZ Layer BW 98/14 S
Shade A3,5**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2614W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade A3,5**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2714W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade A3,5**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2814W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade A3,5**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3014W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade A3,5**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL4114W

340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Brilliant Layer B1****Brilliant Layer B2****BionZ Layer BW 98/16 S
Shade B1**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2721W

229,00 €**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2622W

205,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade B1**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2821W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2822W

253,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade B1**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3021W

307,00 €**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3022W

307,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

Brilliant Layer C2

Brilliant Layer C3



**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade C2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2632W

205,00 €



**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2633W

205,00 €



**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade C2**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2732W

229,00 €



**BionZ Layer BW 98/16 S
Shade C3**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2733W

229,00 €



**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade C2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2832W

253,00 €



**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL2833W

253,00 €



**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade C2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3032W

307,00 €



**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL3033W

307,00 €



**BionZ Layer BW 98/25 S
Shade C2**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL4132W

340,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Brilliant Layer D2



**BionZ Layer BW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14

Stück: 1

Art.Nr.: BZBL2642W

205,00 €



**BionZ Layer BW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18

Stück: 1

Art.Nr.: BZBL2842W

253,00 €



**BionZ Layer BW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22

Stück: 1

Art.Nr.: BZBL3042W

307,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Glass Layer A1****Glass Layer A2****BionZ Layer GW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2611W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2612W

210,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2811W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2812W

258,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3011W

312,00 €**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3012W

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Glass Layer A3

■ Glass Layer B2



**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade A3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2613W

210,00 €



**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade B2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2622W

210,00 €



**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade A3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2813W

258,00 €



**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade B2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2822W

258,00 €



**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade A3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3013W

312,00 €



**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade B2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3022W

312,00 €

 **Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**
 **Glass Layer C3**
 **Glass Layer D2**

**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2633W

210,00 €


**BionZ Layer GW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2642W

210,00 €


**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2833W

258,00 €


**BionZ Layer GW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL2842W

258,00 €


**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3033W

312,00 €


**BionZ Layer GW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL3042W

312,00 €

■ **Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit**

■ **Glacier Layer A1**

■ **Glacier Layer A2**



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A1**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2511W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A2**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2512W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A1**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2611W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2612W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A1**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2811W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2812W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A1**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3011W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3012W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A2**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL4112W

340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit

■ Glacier Layer A3

■ Glacier Layer A3,5



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A3**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2513W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade A3,5**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2514W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A3**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2613W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade A3,5**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2614W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A3**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2813W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade A3,5**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2814W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A3**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3013W
307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade A3,5**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3014W
307,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A3**
D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL4113W
340,00 €



**BionZ Layer AW 98/25 S
Shade A3,5**
D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL4114W
340,00 €

■ **Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit**

■ **Glacier Layer B2**

■ **Glacier Layer C2**



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade B2**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2522W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade C2**
D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2532W
193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade B2**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2622W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade C2**
D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2632W
205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade B2**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2822W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade C2**
D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2832W
253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade B2**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3022W
307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade C2**
D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3032W
307,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit

Glacier Layer C3

Glacier Layer D2



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade C3**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2533W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/12 S
Shade D2**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2542W

193,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade C3**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2633W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/14 S
Shade D2**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2642W

205,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade C3**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2833W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/18 S
Shade D2**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL2842W

253,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade C3**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3033W

307,00 €



**BionZ Layer AW 98/22 S
Shade D2**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL3042W

307,00 €

■ Kunststoff einfarbig**■ PM A1****■ PM A2****BionPV PM/A1 98/16 S**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3116W

85,00 €**BionPV PM/A2 98/16 S**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3216W

85,00 €**BionPV PM/A1 98/20 S**

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3120W

95,00 €**BionPV PM/A2 98/20 S**

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3220W

95,00 €**BionPV PM/A1 98/25 S**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3125W

100,00 €**BionPV PM/A2 98/25 S**

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3225W

100,00 €

■ **Kunststoff einfarbig**

■ **PM A3**



BionPV PM/A3 98/16 S

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3316W

85,00 €



BionPV PM/A3 98/20 S

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3320W

95,00 €



BionPV PM/A3 98/25 S

D98 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BPM3325W

100,00 €

■ Kunststoff mehrschichtig

■ PM+ Layer A2



BionPV PM+ Layer A2 98/16 S

D98 x 16

Stück: 1

Art.Nr.: BPMPL3216W

95,00 €



BionPV PM+ Layer A2 98/20 S

D98 x 20

Stück: 1

Art.Nr.: BPMPL3220W

105,00 €

■ Wachs

■ Beige



BionW 98/16 S
Shade Beige
D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BWM3116W
19,00 €



BionW 98/20 S
Shade Beige
D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BWM3120W
23,00 €

■ Cobalt-Chrom**■ CCW****■ CCW****BionMET CCW 98/10**

D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0240W

162,00 €**BionMET CCW 98/18 S**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0280W

262,00 €**BionMET CCW 98/12 S**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0250W

187,00 €**BionMET CCW 98/22 S**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0300W

312,00 €**BionMET CCW 98/14 S**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0260W

212,00 €**BionMET CCW 98/16 S**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0270W

237,00 €

 Titan T5W T5W**BionMET T5W 98/10**

D98 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0240W

77,00 €**BionMET T5W 98/18 S**

D98 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0280W

132,00 €**BionMET T5W 98/12 S**

D98 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0250W

87,00 €**BionMET T5W 98/20 S**

D98 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0290W

147,00 €**BionMET T5W 98/14 S**

D98 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0260W

97,00 €**BionMET T5W 98/22 S**

D98 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0300W

152,00 €**BionMET T5W 98/16 S**

D98 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0270W

117,00 €

■ Zirkon weiß

■ Crystal



BionZ CZ 95/10
 D95 x 10
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0500Z
116,00 €

■ Crystal



BionZ CZ 95/18
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0540Z
179,00 €



BionZ CZ 95/12
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0510Z
134,00 €



BionZ CZ 95/22
 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0560Z
219,00 €



BionZ CZ 95/14
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0520Z
143,00 €



BionZ CZ 95/25 CIP
 D95 x 25
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0570Z
245,00 €



BionZ CZ 95/16
 D95 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZC0530Z
161,00 €

Zirkon weiß

Diamond



BionZ DZ 95/10
 D95 x 10
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0500Z
154,00 €



BionZ DZ 95/10 CIP
 D95 x 10
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0500ZC
169,00 €



BionZ DZ 95/12
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0510Z
178,00 €



BionZ DZ 95/12 CIP
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0510ZC
193,00 €

Diamond



BionZ DZ 95/14
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0520Z
190,00 €



BionZ DZ 95/14 CIP
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0520ZC
205,00 €



BionZ DZ 95/16
 D95 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0530Z
214,00 €



BionZ DZ 95/16 CIP
 D95 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZD0530ZC
229,00 €

 Zirkon weiß Diamond

BionZ DZ 95/18
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0540Z
238,00 €

 Diamond

BionZ DZ 95/25 CIP
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0570Z
325,00 €



BionZ DZ 95/18 CIP
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0540ZC
253,00 €



BionZ DZ 95/30 CIP
D95 x 30
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0590Z
390,00 €



BionZ DZ 95/22
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0560Z
292,00 €



BionZ DZ 95/22 CIP
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZD0560ZC
307,00 €

Zirkon weiß**Brilliant**

BionZ BZ 95/14
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0520Z
190,00 €



BionZ BZ 95/16
D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0530Z
214,00 €



BionZ BZ 95/18
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0540Z
238,00 €



BionZ BZ 95/22
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZB0560Z
292,00 €

 Zirkon weiß

 Glass


BionZ GZ 95/10
 D95 x 10
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0500Z
159,00 €

 Glass


BionZ GZ 95/18
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0540Z
243,00 €



BionZ GZ 95/12
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0510Z
183,00 €



BionZ GZ 95/22
 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0560Z
297,00 €



BionZ GZ 95/14
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0520Z
195,00 €



BionZ GZ 95/25 CIP
 D95 x 25
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0570Z
330,00 €



BionZ GZ 95/16
 D95 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZG0530Z
219,00 €

Zirkon vorkoloriert

Coral A1

Coral A2



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A1**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5111Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A2**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5112Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A1**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5211Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A2**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5212Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A1**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5411Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A2**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5412Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A1**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5611Z
312,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A2**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5612Z
312,00 €

■ Zirkon vorkoloriert

■ Coral A3

■ Coral A3,5



BionZ RZ 95/12 CIP
Shade A3
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5113Z
198,00 €



BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A3
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5213Z
210,00 €



BionZ RZ 95/14 CIP
Shade A3,5
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5214Z
210,00 €



BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A3
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5413Z
258,00 €



BionZ RZ 95/18 CIP
Shade A3,5
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5414Z
258,00 €



BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A3
 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5613Z
312,00 €



BionZ RZ 95/22 CIP
Shade A3,5
 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZR5614Z
312,00 €

Zirkon vorkoloriert

Coral B2

Coral C3



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade B2**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5122Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/12 CIP
Shade C3**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5133Z
198,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade B2**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5222Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/14 CIP
Shade C3**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5233Z
210,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade B2**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5422Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/18 CIP
Shade C3**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5433Z
258,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade B2**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5622Z
312,00 €



**BionZ RZ 95/22 CIP
Shade C3**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZR5633Z
312,00 €

 **Zirkon vorkoloriert** **Coral D2****BionZ RZ 95/12 CIP****Shade D2**

D95 x 12

Stück: 1

Art.Nr.: BZR5142Z

198,00 €**BionZ RZ 95/14 CIP****Shade D2**

D95 x 14

Stück: 1

Art.Nr.: BZR5242Z

210,00 €**BionZ RZ 95/18 CIP****Shade D2**

D95 x 18

Stück: 1

Art.Nr.: BZR5442Z

258,00 €**BionZ RZ 95/22 CIP****Shade D2**

D95 x 22

Stück: 1

Art.Nr.: BZR5642Z

312,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Coral Layer A1****Coral Layer A2****BionZ Layer RZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5211Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5212Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5411Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5412Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5611Z

312,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5612Z

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Coral Layer A3

■ Coral Layer A3,5



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A3**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5213Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade A3,5**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5214Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A3**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5413Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade A3,5**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5414Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade A3**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5613Z

312,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**Coral Layer B2****Coral Layer C2****BionZ Layer RZ 95/14
Shade B2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5222Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/14
Shade C2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5232Z

210,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade B2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5422Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/18
Shade C2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5432Z

258,00 €**BionZ Layer RZ 95/22
Shade B2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5622Z

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Coral Layer C3

■ Coral Layer D2



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5233Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5242Z

210,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5433Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5442Z

258,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5633Z

312,00 €



**BionZ Layer RZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZRL5642Z

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Brilliant Layer A1

■ Brilliant Layer A2


**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5211Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5212Z

205,00 €


**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A2**

D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5312Z

229,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5411Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5412Z

253,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5611Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5612Z

307,00 €


**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A2**

D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5712Z

340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

Brilliant Layer A3

Brilliant Layer A3,5



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A3**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5213Z
205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade A3,5**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5214Z
205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A3**
D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5313Z
229,00 €



**BionZ Layer BZ 95/16
Shade A3,5**
D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5314Z
229,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A3**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5413Z
253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade A3,5**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5414Z
253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A3**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5613Z
307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade A3,5**
D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5614Z
307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A3**
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5713Z
340,00 €



**BionZ Layer BZ 95/25
Shade A3,5**
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5714Z
340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert
Brilliant Layer B2
Brilliant Layer C2

**BionZ Layer BZ 95/14
Shade B2**

 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5222Z

205,00 €

**BionZ Layer BZ 95/14
Shade C2**

 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5232Z

205,00 €

**BionZ Layer BZ 95/16
Shade C2**

 D95 x 16
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5332Z

229,00 €

**BionZ Layer BZ 95/18
Shade B2**

 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5422Z

253,00 €

**BionZ Layer BZ 95/18
Shade C2**

 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5432Z

253,00 €

**BionZ Layer BZ 95/22
Shade B2**

 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5622Z

307,00 €

**BionZ Layer BZ 95/22
Shade C2**

 D95 x 22
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5632Z

307,00 €

**BionZ Layer BZ 95/25
Shade C2**

 D95 x 25
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZBL5732Z

340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

Brilliant Layer C3

Brilliant Layer D2



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5233Z

205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5242Z

205,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5433Z

253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5442Z

253,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5633Z

307,00 €



**BionZ Layer BZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZBL5642Z

307,00 €

 **Zirkon mehrschichtig vorkoloriert**
 **Glass Layer A1**
 **Glass Layer A2**

**BionZ Layer GZ 95/14
Shade A1**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5211Z

210,00 €


**BionZ Layer GZ 95/14
Shade A2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5212Z

210,00 €


**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A1**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5411Z

258,00 €


**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5412Z

258,00 €


**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A1**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5611Z

312,00 €


**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5612Z

312,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert

■ Glass Layer A3

■ Glass Layer B2



**BionZ Layer GZ 95/14
Shade A3**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5213Z

210,00 €



**BionZ Layer GZ 95/14
Shade B2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5222Z

210,00 €



**BionZ Layer GZ 95/18
Shade A3**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5413Z

258,00 €



**BionZ Layer GZ 95/18
Shade B2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5422Z

258,00 €



**BionZ Layer GZ 95/22
Shade A3**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5613Z

312,00 €



**BionZ Layer GZ 95/22
Shade B2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5622Z

312,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert
Glass Layer C3
Glass Layer D2

**BionZ Layer GZ 95/14
Shade C3**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5233Z

210,00 €


**BionZ Layer GZ 95/14
Shade D2**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5242Z

210,00 €


**BionZ Layer GZ 95/18
Shade C3**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5433Z

258,00 €


**BionZ Layer GZ 95/18
Shade D2**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5442Z

258,00 €


**BionZ Layer GZ 95/22
Shade C3**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5633Z

312,00 €


**BionZ Layer GZ 95/22
Shade D2**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BZGL5642Z

312,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit

Glacier Layer A1

Glacier Layer A2



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A1**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5111Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A2**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5112Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A1**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5211Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A2**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5212Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A1**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5411Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A2**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5412Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/25
Shade A2**
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5712Z
340,00 €

Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit

Glacier Layer A3

Glacier Layer A3,5



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A3**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5113Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade A3,5**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5114Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A3**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5213Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade A3,5**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5214Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A3**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5413Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade A3,5**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5414Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/25
Shade A3**
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5713Z
340,00 €



**BionZ Layer AZ 95/25
Shade A3,5**
D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5714Z
340,00 €

■ **Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit**

■ **Glacier Layer B2**

■ **Glacier Layer C2**



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade B2**
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5122Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade C2**
 D95 x 12
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5132Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade B2**
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5222Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade C2**
 D95 x 14
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5232Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade B2**
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5422Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade C2**
 D95 x 18
 Stück: 1
 Art.Nr.: BZAL5432Z
253,00 €

■ Zirkon mehrschichtig vorkoloriert, unterschiedliche Grade an Transluzenz und Festigkeit

■ Glacier Layer C3

■ Glacier Layer D2



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade C3**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5133Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/12
Shade D2**
D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5142Z
193,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade C3**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5233Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/14
Shade D2**
D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5242Z
205,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade C3**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5433Z
253,00 €



**BionZ Layer AZ 95/18
Shade D2**
D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BZAL5442Z
253,00 €

■ Kunststoff einfarbig**■ PM A1****BionPV PM/A1 95/16**

D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7116Z

85,00 €**BionPV PM/A1 95/20**

D95 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7120Z

95,00 €**BionPV PM/A1 95/25**

D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7125Z

100,00 €**■ PM A2****BionPV PM/A2 95/16**

D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7216Z

85,00 €**BionPV PM/A2 95/20**

D95 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7220Z

95,00 €**BionPV PM/A2 95/25**

D95 x 25
Stück: 1
Art.Nr.: BPM7225Z

100,00 €

■ Kunststoff einfarbig

■ PM A3



BionPV PM/A3 95/16

D95 x 16

Stück: 1

Art.Nr.: BPM7316Z

85,00 €



BionPV PM/A3 95/20

D95 x 20

Stück: 1

Art.Nr.: BPM7320Z

95,00 €



BionPV PM/A3 95/25

D95 x 25

Stück: 1

Art.Nr.: BPM7325Z

100,00 €

■ Kunststoff mehrschichtig

■ PM+ Layer A2



BionPV PM+ Layer A2 95/16

D95 x 16

Stück: 1

Art.Nr.: BPMPL7216Z

95,00 €



BionPV PM+ Layer A2 95/20

D95 x 20

Stück: 1

Art.Nr.: BPMPL7220Z

105,00 €

■ Wachs

■ Beige



BionW 95/16
Shade Beige
D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BWM7116Z
19,00 €



BionW 95/20
Shade Beige
D95 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BWM7120Z
23,00 €

 **Cobalt-Chrom** **CCZ****BionMET CCZ 95/10**

D95 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0500Z

162,00 €**BionMET CCZ 95/18**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0540Z

262,00 €**BionMET CCZ 95/12**

D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0510Z

187,00 €**BionMET CCZ 95/22**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0560Z

312,00 €**BionMET CCZ 95/14**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0520Z

212,00 €**BionMET CCZ 95/16**

D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BTC0530Z

237,00 €

 Titan T5Z**BionMET T5Z 95/10**

D95 x 10
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0500Z

77,00 €**BionMET T5Z 95/18**

D95 x 18
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0540Z

132,00 €**BionMET T5Z 95/12**

D95 x 12
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0510Z

87,00 €**BionMET T5Z 95/20**

D95 x 20
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0550Z

147,00 €**BionMET T5Z 95/14**

D95 x 14
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0520Z

97,00 €**BionMET T5Z 95/22**

D95 x 22
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0560Z

152,00 €**BionMET T5Z 95/16**

D95 x 16
Stück: 1
Art.Nr.: BTE0530Z

117,00 €

 **Fräser** **Zirkon****BionA 2 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1140L**29,00 €****BionA 0,6 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1150A**29,00 €****BionA 1,5 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1160A**29,00 €****BionA 0,5 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1120L**29,00 €****BionA 1 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1130L**29,00 €****BionA 0,3 mm**Stück: 1
Art.Nr.: BAF1110L**29,00 €**

■ **Fräser**

■ **Kunststoff**



BionA 2 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1240L
29,00 €



BionA 0,6 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1250A
29,00 €



BionA 1,5 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1260A
29,00 €



BionA 0,5 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1220L
29,00 €



BionA 1 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1230L
29,00 €



BionA 0,3 mm PV
 Stück: 1
 Art.Nr.: BAF1210L
29,00 €

■ Zirkon weiß

■ Crystal



BionZ CM 60/16

25 x 60 x 16

Stück: 3

Art.Nr.: BZCO130M

144,00 €



BionZ CM 60/20

25 x 60 x 20

Stück: 3

Art.Nr.: BZCO140M

165,00 €



BionZ CM 44/20

44 x 88 x 20

Stück: 2

Art.Nr.: BZCO320M

198,00 €



BionZ CM 88/16

88 x 88 x 16

Stück: 1

Art.Nr.: BZCO330M

155,00 €

 **Zirkon weiß**

 **Diamond**



BionZ DM 60/16

25 x 60 x 16

Stück: 3

Art.Nr.: BZD0130M

195,00 €



BionZ DM 88/20

88 x 88 x 20

Stück: 1

Art.Nr.: BZD0340M

238,00 €

■ Notizen

 **Notizen**



Tel +39 0474 370 350
Fax +39 0474 370 351
info@bionah.com
www.bionah.com

